


*Viva*LIFT!®

POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.



Inclus dans ce document: Guide de référence de la commande manuelle, entretien des tissus, assemblage et configuration de la chaise, garantie et capacité de poids

NOTE: Ce guide de référence rapide offre des informations d'assemblage de base, des fonctions de la manette de commande, des informations sur la garantie, la capacité de poids et des instructions de soins généraux pour votre fauteuil. Avant d'utiliser le fauteuil, lire attentivement le manuel du propriétaire et tous les autres documents supplémentaires pour obtenir des informations sur la sécurité, l'exploitation de base et sur les soins et l'entretien.

Les illustrations indiquent les commandes manuelles avec le plus haut niveau de fonctionnalité. La manette de commande que vous recevez peut disposer de moins d'options, mais la fonctionnalité de base est la même.

La caractéristique principale du « fauteuil inclinable motorisé VivaLIFT! » est que vous avez la possibilité d'ajuster la position de vos pieds et de votre dos indépendamment afin d'atteindre votre position parfaite. Par exemple, le dossier peut s'incliner jusqu'à ce qu'il soit complètement horizontal. Pour ce faire, maintenez la touche « 8 » enfoncée (comme indiqué sur la figure 1) jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement incliné.

CLE D'IDENTIFICATION DE LA MANETTE DE COMMANDE

1. PORT USB

Utilisez pour connecter/charger des périphériques USB.



ATTENTION! SEULS des câbles certifiés MFI DOIVENT être utilisés lors du chargement des appareils iPhone. L'utilisation de tout câble non certifié MFI peut endommager l'appareil ou le système de charge.

2. TOUCHE AUGMENTER APPUI-TETE

Maintenez la touche enfoncée pour augmenter l'appui-tête.

3. TOUCHE REDUIRE APPUI-TETE

Maintenez la touche enfoncée pour réduire l'appui-tête.

4. TOUCHE AUGMENTER SUPPORT LOMBAIRE

Maintenez la touche enfoncée pour augmenter le support lombaire.

5. TOUCHE REDUIRE SUPPORT LOMBAIRE

Maintenez la touche enfoncée pour réduire le support lombaire.

6. TOUCHE HAUT

Maintenez la touche enfoncée pour ramener toutes les options du fauteuil à la position neutre, tout en vous soulevant dans une position verticale.

6. TOUCHE HAUT

Maintenez la touche enfoncée pour ramener toutes les options du fauteuil à la position neutre, tout en vous soulevant dans une position verticale.

7. TOUCHE BAS

Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le fauteuil en position assise ou inclinée.




Figure 1. Manette de commande

8. TOUCHE INCLINER LE DOSSIER

Maintenez la touche enfoncée pour incliner le dossier du fauteuil.

9. TOUCHE RELEVER LE DOSSIER

Maintenez la touche enfoncée pour relever le dossier du fauteuil.

10. TOUCHE RELEVER LE REPOSE-PIED

Maintenez la touche enfoncée pour relever le repose-pied.

11. TOUCHE ABAISSER LE REPOSE-PIED

Maintenez la touche enfoncée pour abaisser le repose-pied.

12. BOUTONS DE MÉMOIRE (COMMANDE MANUELLE C UNIQUEMENT)

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire 1 et le bouton de mémoire 2. Les DEL sur les boutons de la mémoire clignotent pour indiquer que la commande de la main est en mode "réglé". Maintenez la touche de mémoire désirée pour régler la position de la mémoire. Les DEL cesseront de clignoter. Pour passer à une position de mémoire prédéfinie, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire désiré.

13. BOUTON DE CONTRÔLE DE CHALEUR (COMMANDE MANUELLE C UNIQUEMENT)

Appuyez sur le bouton de chauffage pour activer la fonction de chauffage. Appuyez à nouveau sur le bouton HEAT pour faire défiler l'intensité entre LOW, HIGH et OFF.




Figure 2. Porte-gobelet

Suivez ces étapes pour vous lever correctement de votre chaise:

1. Activez et maintenez enfoncé le bouton UP (interrupteur) pour élever votre chaise.
2. Relâchez le bouton (interrupteur) lorsque la chaise atteint une hauteur vous permettant de vous tenir confortablement debout.

MISE EN GARDE! N'essayez pas de vous tenir debout tant que vous ne serez pas en mesure de vous tenir debout, que vos pieds sont solides et que vous pouvez supporter le poids. Pensez à l'assistance et/ou d'un assistant pour une meilleure stabilité.



MISE EN GARDE! Évitez de mettre tout votre poids sur les accoudoirs de la chaise lorsque vous tentez de vous tenir debout et n'utilisez pas les accoudoirs pour supporter le poids.

Si votre fauteuil est équipé de porte-gobelets, assurez-vous que les porte-gobelets sont vides avant d'élever votre fauteuil au-dessus d'une position assise en position debout. **Voir la figure 2.**



MISE EN GARDE! Tout contenu dans le porte-gobelet peut se décaler ou se renverser lorsque le fauteuil est soulevé. Retirez tout le contenu avant d'élever votre chaise. Si vous ne retirez pas tout le contenu des porte-gobelets avant d'élever votre chaise au-dessus d'une position assise, vous risquez de vous blesser ou de causer des dommages matériels.


MISE EN GARDE! Ne placez JAMAIS de produits de tabac allumés dans les porte-gobelets, n'essayez pas d'utiliser les porte-gobelets ou n'essayez pas d'utiliser les porte-gobelets comme un cendrier.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU TISSU

NOTE: Reportez-vous à la section *Entretien et maintenance de la notice d'utilisation* fournie avec votre fauteuil pour obtenir des informations complètes sur l'entretien des tissus, l'entretien des appareils électroniques, la mise au rebut et le recyclage.

ASSEMBLAGE ET CONFIGURATION DE LA CHAISE



1



Déballer la chaise. Placez la commande manuelle sur la base de la chaise.

Posez la chaise en arrière, face vers le bas, sur la base de la chaise et acheminez tous les câbles à travers le point d'accès du fil comme illustré.

2



NOTE: Si votre fauteuil est le modèle *Infini*, reportez-vous aux instructions de montage fournies avec le fauteuil. Pour le modèle *2-position*, les manches KD sont situées à l'intérieur.

1. Déballez le dossier pour vérifier que le clip de blocage est bien à la verticale. Repositionnez la au besoin.
2. Faire passer la manette de commande et le câble sur la base du fauteuil, puis faites glisser le dossier sur la base. Vérifiez que le câble de commande de la main est acheminé à travers l'arrière de la chaise de levage.


NOTE: En fonction de la largeur du fauteuil, vous devrez peut-être glisser un manchon à la fois. Dans ce cas, mettez le dossier à niveau avant de l'enfoncer pour le bloquer en position.

3. Pesez fermement sur le dessus du dossier pour le bloquer en position. Vous devez entendre le «clic» provenant de chaque côté pour bien le bloquer en place.

NOTE: Tirez sur le dossier pour vous assurer qu'il est bien bloqué en place.



4. Branchez les connecteurs du support lombaire et de l'appui-tête. Si votre modèle est équipé uniquement d'un appui-tête, il vous suffit de brancher l'appui-tête.

3




1. Si votre modèle est équipé d'ailes de dossier, alignez les manchons d'assemblage et faites glisser les ailes en place. Veuillez noter qu'il y a une étiquette d'assemblage sur les supports. Veuillez les assembler en faisant correspondre A-A et B-B.
2. Connectez le câble du transformateur d'alimentation au connecteur correspondant provenant de l'arrière du fauteuil.
3. Connectez le cordon d'alimentation au transformateur d'alimentation.
4. Connectez le cordon d'alimentation à une prise secteur près de l'endroit où le fauteuil sera utilisé.

4



Avec la chaise à l'envers, localisez la boîte de jonction dans le coin arrière. Tirez délicatement les câbles, en prenant le mou, et branchez les trois petits câbles d'abord. Assurez-vous que tous les câbles sont exécutés le long du cadre de base de la chaise et non par le mécanisme, et fixez les fils dans les clips le long du cadre de la chaise intérieure.

5



Avec la chaise à l'envers, insérez les niveleuses de jambe si elle n'est pas préinstallée et resserrez chaque niveleur uniformément. Remettez la chaise en position verticale. Si votre fauteuil bascule, réglez les niveleurs au besoin (serrez pour abaisser ou desserrez pour relever) jusqu'à ce que le fauteuil soit stable.


NOTE: Selon votre kit et votre modèle de fauteuil, vous pouvez avoir quatre niveleurs de pieds ou huit niveleurs de pieds.

REMARQUE: Les niveleurs de jambes ne seront PAS préinstallés sur le modèle de fauteuil PLR3955LT uniquement. Pour tous les autres modèles, les niveleurs de pieds sont installés et n'auront besoin que d'un réglage avant utilisation.

6


Clé d'identification

1. Boîte de contrôle




Pour les chaises équipées d'un boîtier de commande, branchez le câble portant la marque «A» dans le port «A» de la boîte de commande et le câble portant la marque «B» dans le port «B» de la boîte de commande. Branchez le câble du contrôleur au connecteur de fil central.

7



ASTUCE: Pour assurer la qualité de la livraison de votre nouvelle chaise, nous avons développé un système d'emballage personnalisé pour vous protéger contre les éventuels dommages qui pourraient survenir pendant le transport et la manutention de votre produit. Par conséquent, les composants d'emballage utilisés pour protéger le produit pourraient faire apparaître les fibres de l'amorti en mauvais forme lors du déballage. Dans le cas où vous rencontrez cela, nous vous recommandons de "peluches" les coussins de chaise pour permettre à l'air dans les fibres de coussin. Ce processus retournera les coussins à leur forme originale.

8





INSTALLATION DE LA BATTERIE AU LITHIUM-ION

Votre fauteuil est équipé d'un système de batterie de lithium-ion. Assurez-vous qu'il est correctement installé sur le transformateur externe.

REMARQUE: Chargez complètement la batterie lithium-ion avant la première utilisation. La batterie est complètement chargée lorsque l'indicateur LED sur la batterie est vert.

9



Branchez le cordon d'alimentation du transformateur externe directement dans une prise électrique standard. Acheminez le cordon d'alimentation à l'arrière de la chaise. N'utilisez pas de rallonge.



ATTENTION! Ne connectez pas de rallonge au convertisseur CA/CC ou au chargeur de batterie. Un parasurtenseur de type fiche à prise unique homologué UL ou UL avec un minimum de 1000 joules de protection peut être utilisé. Le parasurtenseur DOIT être branché directement sur une prise électrique.

GARANTIE À VIE

Pride offre une garantie à vie sur les mécanismes de levage et d'inclinaison, et sur le châssis. Pride garantit que les mécanismes de levage et d'inclinaison et le châssis de votre fauteuil seront exempts de défauts dans des conditions normales d'utilisation tant que le fauteuil sera utilisé par le propriétaire original. Cette garantie à vie couvre les mécanismes de levage et d'inclinaison contre la fatigue des métaux, les soudures défectueuses et les bagues.

NOTE: Pride se réserve le droit de remplacer uniquement la partie du mécanisme de levage et d'inclinaison, des ciseaux ou du cadre de la chaise qui pourrait être défectueux de fabrication. Une mauvaise utilisation et/ou un abus sont exclus de la garantie.

GARANTIE AU PRORATA DE SEPT ANS

Pour une période de quatre (4) ans à compter de la date d'achat, Pride réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais et pour l'acheteur original, l'un des éléments suivants qui après avoir été examiné par un représentant autorisé de Pride s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériau et/ou de fabrication:

- Moteur
- Manette de commande
- Transformateur / boîte de commande
- Appui-tête électrique
- Lombaire électrique

Pour trois (3) années supplémentaires, une garantie au prorata sera disponible pour les pièces suivantes:

- Moteur
- Manette de commande
- Transformateur / boîte de commande
- Appui-tête électrique
- Lombaire électrique

Pride garantira ces composants selon le calendrier prorata suivant:

- **Cinquième année** : 25% de rabais sur le prix de détail suggéré
- **Sixième année** : 15% de rabais sur le prix de détail suggéré
- **Septième année**: 5% de rabais sur le prix de détail suggéré

BATTERIE LITHIUM-ION

La batterie Lithium-Ion est couverte par une garantie de douze (12) mois (1 an).

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne s'étend pas au tissu.

Pride ne sera pas tenue responsable ou obligée de payer les frais de main-d'œuvre, les appels de service, les frais d'expédition et/ou tout autre frais engagé pour la réparation du produit. Tous les frais de transport et les dommages encourus lors de l'expédition des pièces pour réparation ou remplacement sont à la charge de l'acheteur. Veuillez contacter votre détaillant Pride autorisé pour obtenir des informations sur le coût actuel associé à une visite de service.

- Circonstances hors du contrôle Pride
- La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, A L'AVANCE, de Pride
- Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans le consentement spécifique de Pride

Les exclusions comprennent également les dommages causés par :

- Contamination
- Abus, mauvais usage, accident ou négligence
- Fuites ou renversements du liquide des batteries
- Exploitation, entretien ou stockage incorrects
- Utilisation commerciale ou utilisation autre que la normale

GARANTIES IMPLICITES

Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à un (1) an à compter de la date d'achat d'origine et dans la mesure permise par la loi. Toutes autres garanties implicites sont exclues. Ceci est le seul recours. Les responsabilités pour dommages indirects pour toutes les garanties sont exclues.

Certains états et certaines provinces ne permettent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Votre fauteuil a été conçu pour votre commodité. Votre chaise a une capacité de poids de 181 kg (400 lb). Reportez-vous au manuel du propriétaire pour toute information supplémentaire concernant votre fauteuil.



OBLIGATOIRE! Respectez la capacité de poids spécifiée pour votre fauteuil inclinable motorisé. Le dépassement de la capacité de poids spécifiée annulera la garantie de votre fauteuil inclinable motorisé.

Rev H/December 2022



I N F I N F B 3 8 7 5