

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes permettant de transférer une personne en position debout.
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

SANGLE DE VERTICALISATEUR PREMIUM



La sangle se positionne au niveau de la ceinture pour évoluer vers un positionnement sous les bras du patient en fin de course gérant ainsi le buste.

Le réglage d'accroche se fait sangle en tension avec les bras du patient positionnés à 120°.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



SWYP3-PF

v 06.02/23

Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



SANGLE DE VERTICALISATEUR PREMIUM

TAILLES & DIMENSIONS (en cm)

S	A	81	L	A	107
	B	21		B	29
M	A	94	XL	A	123
	B	25		B	33



Composition

Jersey 100 % polyester

Sangle polyester 40 mm - 1450 DaN

Mousse PE 50 kg/m³

Mousse PE 100 kg/m³

Mousse polyuréthane 20 kg/m³

Mousse polyuréthane 18 kg/m³

Enduction polyuréthane sur polyester

Biais polyester 40 mm

Biais polyester 20 mm

Auto-agrippant 100 % polyester

Positionner le bas du dossier au niveau des omoplates afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. Passer les attaches du dossier sous les bras de la personne, afin que les bourrelets soient sous les aisselles. Fermer le plastron. Accrocher les deux attaches du dossier aux crochets du releveur mobile.

RÉGLAGES

Le système d'accrochage, par suspentes multiples, permet d'ajuster la position de la personne.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Les suspentes de dossier doivent être accrochées sur la même couleur.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage aux crochets du releveur mobile, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de redresser une personne avec le releveur mobile, s'assurer que la sangle soit bien accrochée aux crochets.

www.nausicaa-medical.com

This device is intended for lifts allowing to transfer a person in standing position.

Before each use, it is important to check the presence of the label, the stitches of the straps, that they do not fray or break, that the device does not show any tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fasteners

PREMIUM RISER STRAP



- CE certified and manufactured in France, the Standard Sling adapts to the morphology of each patient by its multitude of sizes (S, M, L, XL) and is used with all stand-up lifts equipped with a hook system.
- It is placed under the armpits based on the device used, due to its full padding under the arms which distributes traction on the patient and avoids painful pressure.



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.



SWYP3-PF

v 06.02/23

Important Recommendations :


- In order to get a maximum efficiency of these sort of product, it is necessary :
 - to choose the appropriate size for the patient
 - to get the best possible adjustment to the patient
- These products must not be in direct contact with a wounded skin.



PREMIUM RISER STRAP

SIZE & DIMENSIONS (in cm)

	Plastron	A	B
S	70 / 90	21	78
M	90 / 115	25	92
L	115 / 140	29	106
XL	140 / 165	33	120



Composition

100 % polyester fabric
40 mm polyester strap - 1450 DaN
50 kg/m³ PE foam
20/25 kg/m³ PE foam
20 mm polyester bias

Position the bottom of the backrest around the shoulder blades in order that the ears of the attachment system are on either side of the person.

Place the fasteners of the backrest under the arms of the person, so that the beads are under the armpits.

Close the plastron.

Hook the two fasteners of the backrest to the stand-up lift hooks.

SETTINGS

The fastening system, with multiple hangers, allows to adjust the position of the person.

CAUTION

Read the instruction manual before using the slings.

The backrest hangers must be hung on the same color.

Never change the attachment setting of the ears to the stand-up lift hooks, when someone is installed in the sling.

Before lifting a person with the stand-up lift, make sure the sling is securely hooked to the hooks.