



mylife™ Aveo™ **Système de Surveillance de la Glycémie** **FICHE TECHNIQUE**



Définition - Definition

- Kit complet pour mesurer la glycémie.
Complete blood glucose monitoring system.

Caractéristiques générales - General features

- Le glucomètre et ses accessoires fonctionnent ensemble pour mesurer la quantité de glucose (sucre) dans votre sang.
The blood glucose meter and its accessories work together to measure the amount of glucose (sugar) in the blood.
- Destiné à un usage externe (usage diagnostique in vitro).
Designed for external use (in vitro diagnostic use).
- Dimensions: 103 × 54 × 15 mm
Dimensions: 103 × 54 × 15 mm
- Poids : 67 g avec piles.
Weight: 67 g with batteries.
- Livré avec un étui pour garder votre glucomètre et vos accessoires ensembles.
Equipped with a pouch to keep the meter and accessories together.

Mode d'emploi - Applications

- Indiqué pour mesurer la glycémie dans des échantillons de sang total capillaire frais prélevés au bout du doigt.
Indicated for measuring blood glucose in fresh capillary whole blood samples taken from fingertips.
- Les échantillons de sang total veineux, néonatal et artériel doivent être prélevés par des professionnels de la santé.
Venous, neonatal, and arterial whole blood samples should be drawn by healthcare professionals.

Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et ses modifications ultérieures

Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU and following modifications

Classe C **Class C**

Conformité - Conformity

- Règlement européen 2017/746
European Regulation 2017/746
- EN ISO 15197:2015 (ISO 15197:2013).
- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 17511:2021

1/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.
Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier le document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.
Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

- EN ISO 18113-1:2011
- EN ISO 18113-2:2011
- EN ISO 18113-3:2011
- EN ISO 18113-4:2011
- EN ISO 18113-5:2011
- EN ISO 15223-1:2021
- EN ISO 20417:2021
- EN 13532:2002
- EN 13612:2002
- EN ISO 23640:2015
- EN 61010-1:2010 et CEI 61010-1:2010+AMD1:2016
EN 61010-1:2010 and IEC 61010-1:2010+AMD1:2016
- EN 61010-2-101:2017 et CEI 61010-2-101:2018
EN 61010-2-101:2017 and IEC 61010-2-101:2018
- EN 61326-1:2021
- EN 61326-2-6:2021
- IEC 60068-2-64:2008
- IEC 62304:2006+AMD1:2015
- EN 62366-1:2015+AMD1:2020
- IEC 82304-1:2016
- Directive RED 2014/53/UE (mise en œuvre par le D.L. n° 128 du 22/06/2016).
Directive RED 2014/53/UE (implemented with D.L. n° 128 of 22/06/2016).
- EN 301 489-1:2019
- EN 301 489-17:2020
- EN 300 328:2019
- ASTM D4169-16
- Directive RoHS 2011/65/UE (mise en œuvre par le D.L. n° 27 du 04/03/2014).
RoHS directive 2011/65/UE (implemented with D.L. n° 27 of 04/03/2014).
- Directive DEEE 2012/19/UE (mise en œuvre par le D.L. n° 49 du 14/03/2014).
Directive 2012/19/UE (WEEE) (implemented with D.L. n° 49 of 14/03/2014)
- Règlement REACH n° 1907/2006 et modifications ultérieures.
EU Rule (CE) n° 1907/2006 (REACH) and following modifications.

Spécifications techniques - Technical specifications

Stérile Sterile	Non No
Présence de latex Latex	Non No
Présence de phtalates Phthalates	Non No
Validité des bandes Test strip shelf life	24 mois ; à utiliser dans les 12 mois après ouverture. 24 months; use within 12 months of opening.
Méthodes de conservation Storage instructions	Conservez votre lecteur de glycémie, vos bandelettes réactives, vos solutions de contrôle et vos manuels ensemble. Conservez les bandelettes réactives à température ambiante, entre 1 °C et 30 °C (35 °F et 86 °F), et à une humidité relative comprise entre 10 % et 90 %. Ne pas réfrigérer ni congeler. Les réactifs congelés et décongelés peuvent fausser les résultats de glycémie. Gardez le port d'insertion des bandelettes réactives à l'abri de la poussière. N'exposez pas les bandelettes réactives à l'humidité et à la lumière directe du soleil, et conservez-les dans un endroit frais et sec. Après avoir retiré une bandelette réactive, refermez hermétiquement le

2/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier le document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

	réipient. Le réipient des bandelettes réactives maintient une humidité adéquate ; ne transférez donc pas les bandelettes dans un autre réipient. Touchez la bandelette avec des mains propres et sèches. Utilisez chaque bandelette réactive immédiatement après l'avoir retirée de son réipient. Ne pliez pas, ne coupez pas et ne modifiez pas la bandelette réactive. Conservez les solutions de contrôle à une température comprise entre 8 °C et 30 °C. Conservez l'appareil à une température comprise entre 0 °C et 50 °C et une humidité relative comprise entre 10 % et 90 %. Conservez ou transportez toujours l'appareil dans son boîtier d'origine. Évitez les chutes et les chocs violents. N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à la lumière directe du soleil et conservez-le dans un endroit frais et sec. <i>Store meter, test strips, control solutions and manuals together. Store the test strips at an ambient temperature between 1 °C and 30 °C and at a relative humidity between 10% and 90%. Do not refrigerate or freeze. Frozen and thawed reagents may cause incorrect glucose results. Keep the test strip port free of dust. Do not expose the test strips to humidity and direct sunlight and store them in a cool and dry place. After taking a test strip, close the container tightly. The test strip container maintains the correct humidity, therefore, do not transfer the test strips to any other container. Touch the test strip with clean, dry hands. Use each test strip immediately after removing it from the container. Do not bend, cut, or alter the test strip. Keep the control solutions at a temperature between 8 °C and 30 °C. Store the instrument at a temperature between 0 °C and 50 °C and at a relative humidity between 10% and 90%. Always store or transport the instrument in its original case. Avoid falls and violent impacts. Do not expose the instrument to humidity and direct sunlight and store it in a cool, dry place.</i>
--	---

Test de glucose <i>Glucose testing</i>	Spécificité pour le β-D glucose <i>Specificity for the β-D blood glucose</i>
Méthode et principe de fonctionnement <i>Method and principle of operation</i>	Electrochimique (ampérométrie) <i>Electrochemical (amperometric)</i>
Composition enzymatique des bandelettes <i>Enzymatic composition of strips</i>	Glucose déshydrogénase (FAD-dépendant) <i>Glucose dehydrogenase (FAD-dependent)</i>
Bandelettes <i>Test strips</i>	mylife Aveo Bandelettes de test de glycémie
Corrélation <i>Correlation</i>	Équivalent plasma <i>Plasma equivalent</i>
Unités <i>Unità</i>	mg/dL ou mmol/L <i>Either mg/dL or mmol/L</i>
Échantillon <i>Sample</i>	Échantillon de sang total capillaire frais du bout du doigt Échantillon de sang total veineux* Échantillon de sang total artériel* Échantillon de sang total néonatal (écouvillon au talon)* *Pour les professionnels de la santé seulement <i>Fresh capillary whole blood (fingertip)</i> <i>Venous whole blood*</i> <i>Arterial whole blood*</i> <i>Neonatal capillary whole blood (heel stick)*</i> <i>*Healthcare professionals only</i>
Intervalle de test	10 - 600 mg/dL (0,6 - 33,3 mmol/L)

3/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier le document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

<i>Test range</i>	
Intervalle de temps <i>Test time</i>	5 secondes <i>5 seconds</i>
Quantité d'échantillon de sang <i>Blood sample size</i>	Minimum 0,5 uL <i>Minimum 0,5 uL</i>
Plage d'hématocrites n'affectant pas le test <i>Haematocrit range not affecting the test</i>	15 - 70 %
Etalonnage <i>Calibration</i>	Équivalent plasma <i>Plasma-equivalent</i>
Echantillonnage <i>Sampling</i>	Absorption d'échantillons sanguins par capillarité <i>Capillary blood sample absorption</i>
Site de prélèvement <i>Sampling site</i>	Sang total capillaire frais prélevé au bout du doigt <i>Fresh capillary whole blood (fingertip)</i>
Sites de test alternatifs (AST) <i>Alternative site testing (AST)</i>	Échantillon de sang total veineux* Échantillon de sang total artériel* Échantillon de sang total néonatal (écouvillon au talon)* *Réservé aux professionnels de la santé Venous whole blood* Arterial whole blood* Neonatal capillary whole blood (heel stick)* *Healthcare professionals only
Mémoire <i>Memory</i>	1000 événements <i>1000 events</i>
Moyenne des résultats obtenus <i>Mean of the results obtained</i>	1, 7, 14, 30, 60 et 90 jours, avec la possibilité de visualiser les moyennes par marqueur (avant repas, après repas et à jeun). <i>1, 7, 14, 30, 60 and 90 days, with the possibility to view averages per marker (pre-meal, post-meal and fasting).</i>
Gestion des données <i>Data management</i>	Outre la gestion des données Bluetooth® via l'application mylife sur un appareil mobile, le lecteur de glycémie mylife Aveo permet de transférer les données du lecteur vers un logiciel de gestion de traitement compatible, tel que mylife™, à l'aide d'un câble micro-USB standard. Le transfert de données du mylife Aveo vers le logiciel mylife s'effectue également via l'interface Bluetooth® du lecteur, associée à une clé PC dédiée. <i>In addition to data management via Bluetooth® by the mylife App on a mobile device, the mylife Aveo Blood Glucose Meter lets you transfer data from the meter to a compatible therapy management software, such as the mylife Software, by means of a standard micro-USB cable. Data transfer from the mylife Aveo to the mylife Software can also be carried out by using the Bluetooth® interface of the meter in combination with a specific dongle for the PC.</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	2 piles CR2032 <i>2 CR2032 batteries</i>
Autonomie de la batterie <i>Battery life</i>	1000 tests <i>1000 tests</i>

4/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier ce document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

Température de fonctionnement <i>Operating temperature</i>	5 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement <i>Operating relative humidity</i>	10 - 90 %
Dimensions <i>Dimension</i>	103 × 54 × 15 mm
Poids <i>Weight</i>	67 g avec piles 67 g with batteries
Conditions de stockage du glucomètre <i>Meter storage conditions</i>	0 - 50 °C
Conditions de conservation des bandelettes de test <i>Test strip storage conditions</i>	1 - 30 °C
Validité <i>Shelf life</i>	Lecteur de glycémie mylife Aveo : S/O Bandelettes de test de glycémie mylife Aveo : 24 mois ; à utiliser dans les 12 mois suivant l'ouverture. Solutions de contrôle de la glycémie mylife Aveo : 18 mois ; à utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture.
Conditions de stockage <i>Storage conditions</i>	Lecteur de glycémie mylife Aveo : 0 - 50 °C Bandelettes de test de glycémie mylife Aveo : 1 - 30 °C Solutions de contrôle de la glycémie mylife Aveo: 8-30 °C
Écran <i>Display</i>	Écran LCD rétroéclairé LCD display with backlight
Arrêt automatique <i>Automatic shutoff</i>	Arrêt automatique après 2 minutes si aucun bouton n'est appuyé ou si aucune bande n'est insérée. Power off automatically after 2 minutes if no buttons are pressed or no strip is inserted.
Altitude de fonctionnement <i>Operation elevation</i>	Jusqu'à 3000 mètres Up to 3000 meters
Alarmes <i>Alarms</i>	Vous pouvez configurer votre lecteur pour qu'il vous rappelle quand effectuer une mesure. Trois alarmes sont disponibles. L'alarme retentit pendant 15 secondes et peut être désactivée en appuyant sur un bouton ou en insérant une bandelette réactive. L'alarme post-prandiale PP2 (2 heures) retentit pendant 2 heures après le réglage de l'alarme, généralement après un repas. <i>It is possible to set the meter to remind the user when to perform a test. There are 3 sets of alarms available. The alarms ring for 15 seconds and can be silenced by pressing any button or by inserting a test strip. The post prandial alarm PP2 (2 hours) goes on 2 hours after setting the alarm, which usually happens after a meal.</i>

Résultats des tests – Test results

- Le glucose présent dans l'échantillon sanguin se mélange au réactif de la bandelette réactive, générant un faible courant électrique. L'intensité du courant généré dépend de la glycémie. Le lecteur mesure le courant généré et convertit cette mesure en glycémie. La valeur de glycémie s'affiche sur l'écran LCD du lecteur.

5/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier ce document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™ **Système de Surveillance de la Glycémie** **FICHE TECHNIQUE**

Glucose in the blood sample is mixed with the reagent in the test strip and generates a low-level electrical current. The level of current generated depends on the glucose level in the blood. The blood glucose monitor measures the current generated and converts this measurement into the glucose level in the blood. The blood glucose level value is displayed on the glucometer's LCD display.

Effectuer un test de glycémie – Performing a blood glucose test

- Lavez-vous les mains et le site de ponction à l'eau tiède et au savon. Rincez et séchez soigneusement.
Wash hands and sample site with soap and warm water. Rinse and dry thoroughly.
- Retirez le capuchon à l'extrémité (du dispositif de ponction) en faisant tourner les deux parties uniformément dans des directions opposées.
Take off the end cap (of the lancing device) by turning both parts smoothly in opposite directions.
- Insérez fermement une nouvelle lancette jetable dans le porte-lancette.
Insert a new disposable lancet firmly into the lancet carrier.
- Retirez la partie protectrice de la lancette jetable et mettez-la de côté.
Twist off and set aside the protective cap of the disposable lancet.
- Fermez le capuchon de fermeture (du dispositif autopiqueur) en tournant doucement les deux parties en position verrouillée.
Close the end cap (of the lancing device) by smoothly turning both parts into lock position.
- Sélectionnez la profondeur de pénétration en tournant le capuchon de l'appareil. 1 pour les peaux douces ou fines ; 3 pour les peaux moyennes ; 5 pour les peaux épaisses ou calleuses. Des réglages plus précis peuvent être effectués grâce aux graduations entre 1, 3 et 5.
Choose the penetration depth by turning the device cap. 1 for soft or thin skin; 3 for average skin; 5 for thick or calloused skin. Finer adjustments can be made by using the grid between 1, 3 and 5.
- Actionnez l'autopiqueur en tirant sur le corps coulissant.
Prime the lancing device by pulling the sliding barrel.
- Retirez une bandelette réactive du flacon et refermez le bouchon. Insérez la bandelette dans le port du lecteur. Le lecteur s'active automatiquement.
Take one test strip from the vial and close the cap of the vial. Insert the test strip into the test strip port on the meter. The meter will automatically activate.
- Une fois la bandelette insérée, le lecteur s'allume, un bip retentit (si le volume est activé) et la bandelette est initialisée tandis que la progression s'affiche à l'écran. . Lorsque le lecteur est prêt pour l'application du sang, le symbole de la bandelette réactive apparaît sur l'écran  avec la goutte de sang scintillante.
Once the strip is inserted, the meter turns on, a beep signal is issued (if volume is turned on) and the strip gets initialised while the progress is visualised on the display . When the meter is ready to apply blood onto the strip, the test strip symbol  will appear on the screen with the blood drop flashing.
- Prélevez un échantillon de sang à l'aide de l'autopiqueur. Maintenez votre doigt appuyé sur l'autopiqueur, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage.
Obtain a blood sample using the lancing device. Hold the finger on the lancing device and click the release button.
- Appuyez doucement du bout du doigt pour prélever une goutte de sang. Un volume minimum de 0,5 microlitre est requis pour le test. Déposez la goutte de sang sur l'orifice de prélèvement de la bandelette réactive.
Gently squeeze your fingertip to get a drop of blood. You need a minimum volume of 0.5 microliter for blood glucose test. Apply the blood drop to the sample inlet of the test strip.



mylife™ Aveo™ Système de Surveillance de la Glycémie FICHE TECHNIQUE

- Lorsque le sang pénètre dans la bandelette, les segments tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque la fenêtre de confirmation de la bandelette est entièrement remplie de sang, un bip retentit (si le volume du lecteur est activé) et la mesure commence.

During the time the blood is going into the test strip, the segments will rotate clockwise. When the confirmation window of the strip is completely filled with blood, you will hear a beep (if the volume of the meter is switched on) and the measurement process starts.

- Le compte à rebours commence à l'écran. Après 5 secondes, le résultat du test s'affiche.
The countdown mode will start on the display. After 5 seconds, the test result will appear.
- Lorsque l'indication de glycémie cible est définie, vous obtiendrez également une indication si la



mesure est supérieure ou inférieure à la valeur cible. Lorsque la glycémie se situe dans la plage définie, aucune indication n'est affichée.

When the target range indication is set, you will also get an indication if your measurement is above



or below the blood glucose target range with every blood glucose result. When your blood glucose is within your defined range, there is no indication.

- Si votre résultat est inférieur à 10 mg/dL, « Lo » s'affichera à l'écran. S'il est supérieur à 600 mg/dL, « Hi » s'affichera à l'écran. Répétez le test avec une nouvelle bandelette. Si le résultat est toujours « Lo » ou « Hi », consultez immédiatement votre médecin.

If your test result is below 10 mg/dL, "Lo" will appear on the screen. If your test result is above 600 mg/dL, "Hi" will appear on the screen. Please repeat your test with a new strip. If you still get a "Lo" or "Hi" result, you should immediately contact your healthcare professional.

- Pour éjecter la bandelette de test sans toucher le sang, vous pouvez faire glisser la barre à l'arrière du lecteur.

To eject the test strip without touching blood you can slide down the bar on the backside of the meter.

- Retirez le capuchon à l'extrémité (du dispositif de ponction) en faisant tourner les deux parties uniformément dans des directions opposées.

Take off the end cap (of the lancing device) by turning both parts smoothly in opposite directions.

- Insérez la lancette dans le capuchon protecteur mis de côté.
Stick the lancet into the saved protective cap of the lancet.
- Poussez l'éjecteur vers l'avant avec votre pouce pour retirer la lancette usagée.
Push the lancet ejector forward with the thumb to dispose of the used lancet.

Étalonnage – Calibration

- Pas nécessaire.
Not needed.

Gestion des résultats des tests - Management of test results

- Le glucomètre calcule la moyenne des résultats de vos tests. Pour afficher la moyenne de vos résultats mesurés, vous pouvez choisir entre 1, 7, 14, 30, 60 et 90 jours, et consulter les moyennes par marqueur (avant, après et à jeun).

The meter is able to calculate averages. To recall the average of the measured test results, you have the option to choose between 1, 7, 14, 30, 60 and 90 days and the possibility to view averages per marker (pre-meal, post-meal and fasting).

mylife™ Aveo™ Système de Surveillance de la Glycémie FICHE TECHNIQUE

Conditions d'utilisation correcte du glucomètre - Conditions for the correct use of the blood glucose meter

- Pour obtenir des résultats précis, laissez l'instrument s'acclimater à son environnement. La température de fonctionnement doit être comprise entre 5 et 45 °C.
To obtain accurate results, allow the meter to acclimate to the environment. Operating temperature should be between 5 and 45 °C.
- Si votre lecteur et vos bandelettes de test sont exposés à des changements de température importants, attendez 30 minutes à température ambiante avant de prendre une mesure.
If the meter and test strips are exposed to considerable temperature variation, please wait 30 minutes at room temperature before performing the measurement.

Nettoyage du glucomètre - Cleaning of the blood glucose meter

- Gardez votre lecteur et vos bandelettes de test à l'abri de la poussière, de l'eau et de tout autre liquide. En cas de chute ou de dommage, effectuez un contrôle qualité avant toute mesure de glycémie afin de vous assurer qu'il fonctionne toujours correctement.
Keep your meter and test strip free of dust, water or any other liquid. If the meter is dropped or damaged, perform a quality control test before performing a blood glucose test to ensure that the meter is still functioning correctly.
- Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil. Ne retirez pas le couvercle de la batterie pendant le nettoyage.
Clean the outside of the device only. Do not remove the battery cover when cleaning.
- Essuyez l'extérieur du lecteur avec un chiffon doux ou un mouchoir en papier. Si nécessaire, imbibe-le d'un peu d'alcool. N'utilisez pas de solvants organiques tels que le benzène, l'acétone ou les nettoyants ménagers ou industriels, car ils pourraient endommager irréremédiablement le lecteur. Ne mouillez pas l'orifice d'insertion de la bandelette réactive.
Clean the outside of the meter with a soft cloth or tissue to wipe the meter exterior. If necessary, dip the soft cloth or tissue in a small amount of alcohol. Do not use organic solvents such as benzene, acetone or household and industrial cleaners that may cause irreparable damage to the meter. Do not wet the test strip port.
- Maintenez toujours propres les points de contact métalliques du port d'insertion de la bandelette réactive. En cas de présence de poussière ou de débris, nettoyez-les avec une petite brosse douce. Sinon, le lecteur risque de ne pas fonctionner correctement lors de l'insertion de la bandelette réactive.
Always keep the metal contact points of the test strip entry port clean. If any dust or impurities appear, please clean with a small soft brush, otherwise the meter may not work correctly when you insert a test strip.
- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant et après avoir manipulé le lecteur ou les bandelettes de test.
Wash your hands thoroughly with soap and water before and after handling the meter or test strips.
- Veuillez inspecter l'écran LCD, le compartiment des bandelettes réactives, les boutons et la surface du lecteur après le nettoyage. Cessez d'utiliser le lecteur si l'une des conditions suivantes se présente :
 - De fines stries argentées apparaissent sur l'écran. L'écran devient fissuré, mou, cassant, cassant ou gonflé.
 - Impossible d'allumer/éteindre le glucomètre, utilisez les boutons de défilement.
 - Il n'est pas possible d'accéder aux paramètres du glucomètre, de prendre des mesures ou de rappeler les résultats des tests.*Please examine your LCD screen, test strip port, buttons and surface of your meter after cleaning. Stop using the meter if any of the following occur:*
 - Thin, silver streaks appear on the screen. The screen becomes cracked, soft, dissolved, brittle or swollen.
 - You are unable to turn on/off your meter, operate the scroll buttons.



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

➤ You are unable to enter meter settings, perform measurements or recall your testing results.

Interférences – Interferences

INTERFÉRENT INTERFERENT	CONCENTRATION CONCENTRATION
Acétaminophène <i>Acetaminophen</i>	20 mg/dL
Acide ascorbique <i>Ascorbic acid</i>	3 mg/dL
Bilirubine (conjuguée) <i>Bilirubin (conjugated)</i>	50 mg/dL
Bilirubine (non conjuguée) <i>Bilirubin (unconjugated)</i>	40 mg/dL
Cholestérol <i>Cholesterol</i>	500 mg/dL
Créatinine <i>Creatinine</i>	30 mg/dL
Dopamine <i>Dopamine</i>	20 mg/dL
EDTA <i>EDTA</i>	200 mg/dL
Galactose <i>Galactose</i>	60 mg/dL
Acide gentisique <i>Gentisic acid</i>	100 mg/dL
Glutathion (réduit) <i>Glutathione (reduced)</i>	92 mg/dL
Hémoglobine <i>Haemoglobin</i>	500 mg/dL
Héparine <i>Heparin</i>	8,000 U/dL
Ibuprofène <i>Ibuprofen</i>	50 mg/dL
Icodestrina <i>Icodextrin</i>	1094 mg/dL
L-Dopa <i>L-Dopa</i>	5 mg/dL
Maltose <i>Maltose</i>	2500 mg/dL
Méthylidopa <i>Methyldopa</i>	1000 mg/dL
Iodure de pralidoxime <i>Pralidoxime Iodide</i>	25 mg/dL
Salicylate de sodium <i>Sodium Salicylate</i>	60 mg/dL
Tolazamide <i>Tolazamide</i>	100 mg/dL
Tolbutamide	100 mg/dL

9/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier ce document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

INTERFÉRENT INTERFERENT	CONCENTRATION CONCENTRATION
<i>Tolbutamide</i>	
<i>Triglycérides Triglycerides</i>	3300 mg/dL
<i>Acide urique Uric acid</i>	25 mg/dL
<i>Xylose Xylose</i>	10,2 mg/dL

- Les composés de xylose $\geq 10,2$ mg/dL à des concentrations de glucose de 50 à 100 mg/dL peuvent entraîner une surestimation des résultats de la glycémie.
Compounds of xylose $\geq 10,2$ mg/dL at glucose concentrations of 50 - 100 mg/dL may cause overestimation of blood glucose results.

Conditionnement - Packaging

Le libellé suivant figure sur les étiquettes et/ou les emballages :
The following information is reported on labels and/or packaging:

Nom de vente	<i>Trade name</i>
Composition qualitative/quantitative	<i>Qualitative/quantitative composition</i>
Fabricant	<i>Manufacturer</i>
Date et lot de fabrication	<i>Production date and batch number</i>
Validité	<i>Validity</i>
Méthodes de stockage	<i>Storage instructions</i>
Code-barres de l'article	<i>Item barcode</i>

Matériau d'emballage – Packaging material

COMPOSANT COMPONENT	MATÉRIAU MATERIAL
<i>Boîte Pack</i>	<i>Carton Paperboard</i>
<i>Carton Carton</i>	<i>Carton ondulé Corrugated cardboard</i>

Élimination - Disposal

- Éliminer conformément à la réglementation locale.
Observe applicable local laws for disposal.

Fabricant – Manufacturer

- iSENS, Inc. - No. 43, Banpo-daero-28-gil, Seocho-gu, Seoul 06646 – Korea

Importateur - Importer

- Pikdare S.p.A. - Via Saldarini Catelli 10 - 22070 Casnate con Bernate (Como) – Italy

10/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.
Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier ce document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.
Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com



mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

Assortiment – Assortment

REF CODE	DESCRIPTION	CONTENT
700026279	Kit Aveo mg FR-ES-PT-PL fr-es-pt-pl IVDR	➤ Lecteur de glycémie mylife Aveo (avec 2 piles CR2032, 3 volts, installées) ➤ Flacon de bandelettes de test mylife Aveo™ pour glycémie (10 pcs) ➤ Lancettes jetables mylife (10 pcs) ➤ Autopiqueur mylife Aveo ➤ Guide d'utilisation mylife Aveo ➤ Guide de démarrage rapide mylife Aveo ➤ Carnet de suivi diabète ➤ Étui mylife Aveo
700026279FOC	KitAveomgFR-ES-PT-PL fr-es-pt-pl FOCIVDR	
700026274	Lecteur myAveo mg DE-FR-IN en-de-fr IVDR	➤ Lecteur de glycémie mylife Aveo (avec 2 piles CR2032, 3 volts, installées) ➤ Guide d'utilisation mylife Aveo ➤ Guide de démarrage rapide mylife Aveo ➤ Étui mylife Aveo
700026274FOC	Lecteur myAveo mg DE-FR-IN en-de-fr_IVDR	
700026226	Bandelettes MyAveo 100 CH FR de-fr-it IVDR	➤ Bandelettes
700026226FOC	Bandelettes MyAveo 100 FR de-fr-it FOC IVDR	
700026278	Solution de contrôle MyAveo High+Low INT IVDR	➤ Solution de contrôle
700023755	Autopiqueur myAveo 1 pc INT MDR	➤ Autopiqueur





mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

IVDR codes

REF CODE	CONTENT	PACK	UNIT	CARTON	LANGUAGES
700026279	Kit Aveo mg FR-ES-PT-PL fr-es-pt-pl IVDR	-	-	50 packs	FR-ES-PT-PL
700026279FOC	Kit Aveo mg FR-ES-PT-PL fr-es-pt-pl FOCIVDR	-	-	50 packs	FR-ES-PT-PL
700026274	Lecteur myAveo mg DE-FR-IN en- de-fr IVDR	-	-	50 packs	EN-DE-FR
700026274FOC	Lecteur myAveo mg DE-FR-IN en- de-fr IVDR	-	-	50 packs	EN-DE-FR
700026226	Bandelettes MyAveo 100 CH FR de-fr- it IVDR	100 pcs	35 packs	10 units	DE-FR-IT
700026226FOC	Bandelettes MyAveo 100 FR de-fr- it FOC IVDR	100 pcs	35 packs	10 units	DE-FR-IT
700026278	Solution de contrôle MyAveo High+Low INT IVDR	-	-	100 packs	-
700023755	Autopiqueur myAveo 1 pc INT MDR	-	-	100 packs	-





mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

UDI

REF CODE	BASIC UDI-DI	UDI-DI – EAN (CN)
700026279	8806712BGMS006T5	08806712005638
700026279FOC	8806712BGMS006T5	08806712005645
700026274	8806712BGMS006T5	08806712005652
700026274FOC	8806712BGMS006T5	08806712005669
700026226	8806712BGMTS0083M	08806712005744
700026226FOC	8806712BGMTS0083M	08806712005751
700026278	8806712BGMTS0083M	08806712005799
700023755	6945630102BB	06945630119484





mylife™ Aveo™
Système de Surveillance de la Glycémie
FICHE TECHNIQUE

14/14

Rev. 00 - 02/2025

Pikdare S.p.A. considère que les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne doivent pas être divulguées.

Pikdare S.p.A. considers the information in this document confidential and non-disclosable.

Pikdare S.p.A. se réserve le droit de modifier ce document en fonction des progrès techniques et des évolutions réglementaires relatives au produit.

Pikdare S.p.A. reserves all rights to change this document based on technical developments and amendments to relative product standards.



Sede Sociale: via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (CO) – Italia

Tel: 0039 031 7297111 - Fax: 0039 031 7297100 - PEC istituzionale@pec.pikdare.it

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione al Registro imprese di Como 03690650134 - Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Como n.327993

www.pikdare.com