

# Sparadrap Microporeux Non Tissé En Dévidoir Bleu 3M™ Micropore™, Blanc, 9,14 m x 5 cm



## Descriptions

- Dévidoir pratique et rechargeable qui offre une meilleure hygiène, une découpe et un rangement faciles
- Adaptés aux peaux sensibles
- Laisser respirer la peau
- S'adaptent aux microreliefs de la peau
- Ne se décollent pas, même mouillés

Les sparadraps 3M™ Micropore™ sont utilisés pour la fixation des pansements. Ils conviennent pour les pansements fréquemment renouvelés.

Les sparadraps 3M™ Micropore™ sont multi-usages. Doux pour la peau, ils offrent une excellente adhésivité tout en minimisant les résidus lors du retrait. Respirants et dépourvus de latex, nos sparadraps sont économiques et disponibles dans une grande variété de tailles, couleurs et conditionnements.

## Spécifications

Couleur du produit	Blanc
Largeur totale (métrique)	5 cm
Longueur totale (métrique)	9,1 m
Marques	Micropore™
Unités par paquet	6