

Suture cutanée adhésive Steri-Strip

100 x 12 mm



Description

- Maintiennent la plaie bord à bord pour une cicatrisation rapide et un résultat esthétique
- Résistance même en milieu humide
- Laissent respirer la peau pour un confort amélioré
- Pose indolore : technique non invasive

3M™ Steri-Strip™ Sutures cutanées adhésives renforcées sont les premières sutures adhésives, avec un support microporeux non-tissé afin de laisser la peau respirer, et des filaments renforcés pour plus de solidité. L'adhésif est sensible à la pression pour une plus grande adhésivité.

Indiquées pour les sutures primaires non invasives sur plaies aiguës (coupures ou incisions chirurgicales) ou en renfort combiné avec des fils ou agrafes, les sutures cutanées adhésives stériles 3M™ Steri-Strip™ permettent une cicatrisation rapide et esthétique. Elles bénéficient d'un renfort avec des fibres de polyester (exclusivité 3M). Du fait de leur bonne tolérance cutanée, elles sont adaptées aux peaux sensibles. Vendues à plus d'un milliard d'exemplaires depuis leur lancement, les sutures cutanées 3M™ Steri-Strip™ bénéficient d'une efficacité prouvée depuis plus de 50 ans.

Spécifications

Code Cladimed	F52BC01
Condition	Sutures, Soins des plaies
Domaine thérapeutique et indications	Domaine thérapeutique et indications
Largeur totale (métrique)	12 mm
Latex	Non
Longueur totale (métrique)	100 mm
Marques	Steri-Strip™
Service	Main-d'œuvre et livraison, Chirurgie en salle d'opération, Pédiatrie, Urgence, Orthopédie, Unité de soins intensifs, Médico-chirurgical, Soins urgents, Soins des plaies, Soins intensifs
Type d'Adhésif	Acrylate
Type de fermeture de plaie	Lacérations
Type de produit	Sutures cutanées
Unités par paquet	50