

## Kit pièces détachées stéthoscope Master cardiology



### Description

- Qualité et fiabilité Littmann® dans un seul kit
- Contient une bague et une membrane double fréquence, Noir
- Contient une bague et une membrane double fréquence en une seule pièce pour le côté pédiatrique, Gris

Les Stéthoscopes 3M™ Littmann® offrent la plus grande qualité attendue par les professionnels de santé et chaque pièce de rechange et accessoire respecte les mêmes standards d'exigence. Chaque kit de pièces détachées correspond à un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces de rechange de stéthoscopes et des accessoires permettent des réparations simples. Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Le kit de pièces de rechange des Stéthoscopes 3M™ Littmann® Master Cardiology™ contient une bague noire et une membrane double fréquence . Le kit contient également une paire d'embouts auriculaires souples noirs. La technologie des membranes double fréquence permet aux médecins une écoute optimale des sons de hautes ou de basses fréquences en modifiant simplement la pression appliquée sur le pavillon et sans changer le site d'auscultation. Pour entendre les sons basses fréquences, appliquez une faible pression sur le patient. pour entendre les sons hautes fréquences, appliquez une forte pression sur le patient. Les embouts auriculaires souples sont clipsés. Ils s'adaptent et se conforment parfaitement aux oreilles et apportent d'excellents niveaux de confort et d'acoustique. Pour retirer les embouts auriculaires de la lyre, tirez fermement.

### Applications recommandées

- Pour le remplacement des embouts auriculaires et membrane double fréquence de stéthoscopes Master Cardiology

# Spécifications

Code Cladimed	K50BE02
Couleur du produit	Noir
Diamètre de la membrane	4.4 cm
Marques	Littmann®
Modèle	Master Cardiology™
Type de produit	Kit de pièces de rechange
Unités par paquet	10