

Kit de pièces détachées Stéthoscope 3M™ Littmann®, Lightweight II S.E., Marron clair



Description

- Qualité et fiabilité Littmann® dans un seul kit
- Contient une bague et une membrane double fréquence, Marron clair
- Contient une bague anti-froid pour le côté cloche, Marron clair

Les Stéthoscopes 3M™ Littmann® offrent la plus grande qualité attendue par les professionnels de santé et chaque pièce de rechange et accessoire respecte les mêmes standards d'exigence. Chaque kit de pièces détachées correspond à un de nos modèles de stéthoscopes Littmann®. Les pièces de rechange de stéthoscopes et des accessoires permettent des réparations simples. Chaque article est soigneusement fabriqué pour s'adapter parfaitement à votre stéthoscope Littmann®.

Le kit de pièces de rechange des Stéthoscopes 3M™ Littmann® Lightweight II S.E. contient une bague, une membrane double fréquence et une bague anti-froid pour le côté cloche du pavillon, l'ensemble de couleur marron clair. Le kit contient également une paire d'embouts auriculaires souples marron clair. La technologie des membranes double fréquence permet aux médecins une écoute optimale des sons de hautes ou de basses fréquences en modifiant simplement la pression appliquée sur le pavillon et sans changer le site d'auscultation. Pour entendre les sons basses fréquences, appliquez une faible pression sur le patient. Pour entendre les sons hautes fréquences, appliquez une forte pression sur le patient. Les embouts auriculaires souples sont clipsés. Ils s'adaptent et se conforment parfaitement aux oreilles et apportent d'excellents niveaux de confort et d'acoustique. Pour retirer les embouts auriculaires de la lyre, tirez fermement.

Applications recommandées

- Pour le remplacement des embouts auriculaires et membrane de stéthoscopes Lightweight II S.E

Spécifications

Code Cladimed	K50BE02
Couleur du produit	Brun clair
Diamètre de la membrane	5,4 cm
Marques	Littmann®
Modèle	Stéthoscope
Type de produit	Kit de pièces de rechange
Unités par paquet	1