

Electrode de surveillance repositionnable 3M™ Red Dot™



Description

- Des économies peuvent être réalisées en repositionnant les électrodes plutôt qu'en les remplaçant
- La rapidité d'application évite toute perte de temps et la bonne tenue jusqu'à trois jours permet d'utiliser moins d'électrodes
- Cette électrode réduit le risque de fausses alarmes qui peuvent générer un gaspillage d'électrodes, de papier et une perte de temps au niveau des soins infirmiers
- Une meilleure qualité et un tracé plus rapide peuvent conduire à des gains de temps et d'argent
- Confort du patient sur une période prolongée grâce au support non tissé de haute tolérance cutanée
- Sans latex

Electrode de surveillance repositionnable 3M™ Red Dot™, 4 cm x 3,2 cm, radiotransparente, hydrogel adhésif conducteur, zone adhésive 3,2 cm x 3,2 cm, 5 électrodes/sachet, 200 sachets/boîte

Cette électrode est conçue avec une plus grande zone conductrice pour améliorer la qualité du tracé en réduisant l'artéfact de l'ECG. Elle est repositionnable après l'application initiale, ce qui permet de la déplacer plutôt que de la remplacer par des neuves.

Spécifications

Code Cladimed	K51FG01
Conditionnement Contenu	5 électrodes par paquet
Domaine thérapeutique et indications	Électrode repositionnable, Surveillance cardiaque, Électrode d'adhésif conducteur, ECG
Emballage carton	5 électrodes par paquet ; 200 paquets ou 1 000 électrodes par caisse
Format libre de type de produit	Electrode
Groupe d'âge	Adulte
Largeur totale (métrique)	3 cm
Longueur totale (métrique)	4 cm
Marques	Red Dot™
Matériau	Chiffon doux
Modèle	2660-5
Patient	Adulte, Pédiatrique
Perméabilité aux rayons X	Perméable aux rayons
Pré-câblé	Non
Préparation du revêtement incluse	Non

Service	OR, Réadaptation cardiaque, Cath Lab, ICU/CCU, EMS/ER, ICU pédiatrique
Solution	Repositionnable, Plaques électro chirurgicales et Electrodes ECG, Peau fragile, Pédiatrie
Support	Matériau de lanières confortable
Taille d'électrode	39,62 mm x 31,75 mm (1,56 po x 1,25 po)
Temps d'usure	Jusqu'à trois jours
Type d'électrode	Plaques électro chirurgicales et Electrodes ECG, Repositionnable, Pédiatrique
Type de gel	Adhésif conducteur
Type de produit	Electrode
Type de revêtement	Normal
Unités par paquet	5
Utilisation	universellement applicable
Utilisation du produit	Plaques électro chirurgicales et Electrodes ECG
Événement de surveillance	Écho-cardiaque, Surveillance pédiatrique, Télémétrie/Holter/Événement