

Electrode de surveillance en mousse 3M™



Description

- Bonne adhésivité
- Résistance aux fluides
- Bonne qualité du tracé
- Type de connexion pression inox

Electrode de surveillance cardiaque support mousse, hydrogel adhésif conducteur, 3,7 cm x 3,25 cm, 50 électrodes par sachet, 20 sachets par boîte.

Electrode indiquée pour la surveillance cardiaque de courte durée.

Spécifications

Code Cladimed	K51FG01
Groupe d'âge	Adulte
Largeur totale (métrique)	3,2 cm
Longueur totale (métrique)	4 cm
Marques	Red Dot™
Matériau	Mousse
Perméabilité aux rayons X	Radiopaque
Pré-câblé	Non
Solution	Electrode universelles
Support	Mousse
Temps d'usure	Jusqu'à trois jours
Type d'électrode	Diaphorétique, Gel conducteur
Type de produit	Electrode
Unités par paquet	50
Utilisation du produit	Diaphorétique