

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Pédiatrique



Description

- Design unique avec double pavillon de petite taille adapté à l'auscultation des enfants et des patients de petite taille
- Recommandé pour l'auscultation des enfants et des patients de petite taille
- Pavillon doté d'un côté cloche traditionnelle et d'une membrane flottante sur le grand côté pour une grande finesse d'auscultation sur surface réduite
- Tubulure à simple conduit haute performance et lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire
- Bague anti-froid pour le confort du patient
- Garanti 3 ans
- Fabriqué aux Etats-Unis

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II pédiatrique est doté d'un double pavillon traditionnel en acier inoxydable particulièrement adapté aux enfants.

Spécifications

| | |
|--|------------------------|
| Adaptateurs spéciaux | Non |
| Code Cladimed | K50BE01 |
| Constitution tubulure | Tubulure simple |
| Couleur du pavillon | Argent |
| Couleur tubulure | Noir |
| Diamètre de la membrane | 3,3 cm |
| Diamètre membrane petit pavillon (mètre) | 2,5 cm |
| Embouts additionnels | Non |
| Finition du pavillon | Acier inoxydable usiné |
| Longueur totale (métrique) | 71 cm |
| Lyres et embouts | Aluminium anodisé |
| Marques | Littmann® |
| Matériau de la membrane | Epoxy/Fibre de verre |
| Modèle | Pédiatrique |

| | |
|-------------------------|---|
| Patient | Néonatal, Pédiatrique, Classic II Nouveau-né |
| Performance | 7 |
| Poids Net | 105 g |
| Poids pavillon | 40 g |
| Période de Garantie | 3 yr |
| Technologie du pavillon | Double face |
| Tubulure | Tubulure simple |
| Type d'embout | Souple |
| Type de membrane | Membrane flottante |
| Type de produit | Stéthoscope |
| Utilisateurs | Infirmièr(e) des unités néonatales de soins intensifs, Pédiatre, Infirmière/infirmier - Réanimation |
| Utilisation | Évaluation physique et diagnostic |