

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II Nouveau-né 2157 Rainbow Edition, Tubulure Framboise



Description

- Design unique avec double pavillon de petite taille adapté à l'auscultation des nouveaux-nés et des patients de petite taille
- Pavillon doté d'un côté cloche traditionnelle et d'une membrane flottante sur le grand côté pour une grande finesse d'auscultation sur surface réduite
- Tubulure à simple conduit haute performance et lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire
- Bague anti-froid pour le confort du patient
- Garanti 3 ans
- Fabriqué aux Etats-Unis

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II nouveau-né est doté d'un double pavillon traditionnel en acier inoxydable particulièrement adapté aux nouveau-nés.

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic II nouveau-né est doté d'un double pavillon traditionnel en acier inoxydable particulièrement adapté aux nouveau-nés.

Applications recommandées

- Recommandé pour l'auscultation des nouveaux-nés

Spécifications

Adaptateurs spéciaux	Non
Code Cladimed	K50BE01
Constitution tubulure	Tubulure simple
Couleur du pavillon	Arc-en-ciel
Couleur tubulure	Framboise
Diamètre de la membrane	2,7 cm
Diamètre membrane petit pavillon (mètre)	1,9 cm
Embouts additionnels	Non
Finition du pavillon	Acier inoxydable usiné
Forme de la membrane	Circulaire
Longueur totale (métrique)	71 cm
Lyres et embouts	Aluminium anodisé
Marques	Littmann®
Matériau de la membrane	Epoxy/Fibre de verre
Membrane ajustable	Non

Modèle	Classic II Nouveau-né
Patient	Classic II Nouveau-né, Néonatal
Performance	7
Poids pavillon	30 g
Période de Garantie	3 yr
Technologie du pavillon	Double face
Tubulure	Tubulure simple
Type d'embout	Souple
Type de membrane	Membrane flottante
Type de produit	Stéthoscope
Unités par paquet	1
Utilisateurs	Infirmièr(e) des unités néonatales de soins intensifs, Néonatalogiste, Pédiatre
Utilisation	Classic II Nouveau-né, Évaluation physique et diagnostic

Dimensions et caractéristiques

Diamètre global (métrique)

1,06 cm