

www.distrimed.com



Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise
95029 Cergy-Pontoise Cedex
Tél : 01.30.31.85.31
Fax : 01.30.31.85.51

Fiche Technique

Stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiologie

LA TÊTE :

Poids = 95 grammes
Acier inoxydable
Pavillon unique
Membrane double fréquence en silicone
Diamètre: 52 mm
Bague anti-froid en PVC
1 adaptateur pédiatrique fourni

LA LYRE :

Alliage très léger (utilisé en aéronautique)

LA TUBULURE :

Longueur totale : 56 cm
Polychlorure de vinyle
Double conduit interne intégré dans la tubulure

LES EMBOUTS AURICULAIRES :

Etanches et clipsés
Silicone; hypoallergéniques
Embouts en supplément :
1 paire dure et 1 paire souple

LES COULEURS DISPONIBLES :

Noir
Black Edition
Bordeaux
Bleu Marine
Vert anglais
Prune

DUREE DE LA GARANTIE :

7 ans

FABRICATION :

Etats-Unis (usine certifiée ISO 9002)

DIMENSION DE L'EMBALLAGE :

Longueur: 37,4 cm
Largeur: 17,1 cm
Hauteur: 4,2 cm

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® ne contiennent pas de latex

Dernière mise à jour : Septembre 2009

www.distrimed.com

Conformité et marquage CE :

DM : Classe I – selon la directive 93/48/EEC

Marquage CE