

Stéthoscope de surveillance 3M™ Littmann® Classic III™, tubulure grise, 69 cm



Description

- Surveiller et évaluer un large éventail de patients
- Fabriqué aux Etats-Unis, sans ajout de latex naturel
- Détecter les sons et les rythmes, normaux et anormaux
- Idéal pour les étudiants, sages-femmes, infirmières de pratiques avancées, kinésithérapeutes et paramédicaux
- Garantie 5 ans
- Des couleurs gaies et intenses ; choisissez la couleur et la finition qui vous correspond le mieux
- Conçu pour l'auscultation des patients adultes et des enfants
- Double pavillon en acier inoxydable, équipé d'une membrane double fréquence sur chaque côté, avec cloche ouverte ou fermée
- Bague anti-froid pour un plus grand confort du patient
- Les embouts auriculaires souples offrent une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal

Vous allez aimer votre stéthoscope Le stéthoscope de surveillance 3M™ Littmann® Classic III™, au design compact et d'une grande sensibilité acoustique, est l'outil idéal des professionnels de santé pour l'auscultation et la surveillance des patients adultes et des enfants, dans des environnements non critiques. Fabriqué à partir de matériaux aussi robustes que légers, pour des heures d'utilisation et dans le plus grand confort.

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ est la nouvelle génération de stéthoscopes qui aident au quotidien des millions de professionnels de santé. Le stéthoscope Classic III offre une grande sensibilité acoustique, gage de performances exceptionnelles. Il est également doté d'un double pavillon polyvalent équipé de membranes double fréquence. Le stéthoscope Classic III est utilisé par les étudiants en médecine et les professionnels de santé pour identifier, écouter et étudier les bruits cardiaques et pulmonaires et autres sons corporels, en vue de l'auscultation, la surveillance et le diagnostic des patients. La technologie de la membrane double fréquence, inventée par 3M, permet une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences par simple pression sur le pavillon. Exercez une légère pression sur le pavillon pour entendre les sons de basses fréquences et une pression plus ferme pour les sons de hautes fréquences. Cette fonctionnalité permet au professionnel de santé d'économiser du temps pour se concentrer sur son patient, tandis que la bague anti-froid offre au patient le confort nécessaire. Pour plus de confort, la tension de la lyre peut être facilement ajustée à la taille de la tête, en resserrant ou en écartant ses branches. Les embouts auriculaires sont clipsés, souples et conformables aux oreilles de chacun pour une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal. Ces embouts se clipsent fermement à l'extrémité des branches de la lyre et, par souci de sécurité, exigent un effort significatif pour être retirés. La tubulure nouvelle génération conserve sa forme et sa souplesse même après avoir été pliée dans une poche. Elle assure une plus longue durée de vie au stéthoscope en résistant mieux aux fluides cutanés et à l'alcool ainsi qu'aux taches. La tubulure nouvelle génération est fabriquée sans ajout de latex naturel, un atout de taille pour les professionnels de santé et leurs patients sensibles. Et, pour contribuer au respect de l'environnement et de la santé humaine, cette tubulure est fabriquée sans ajout de phtalate. Le stéthoscope Classic III est fabriqué aux Etats-Unis, selon des processus rigoureux et des contrôles à chaque étape, pour offrir une qualité constante. Il est livré avec une paire de grands et de petits embouts souples, une bague anti-froid et une notice d'utilisation.

Applications recommandées

- Recommandé pour les étudiants en médecine et les professionnels de santé devant réaliser un diagnostic général du patient

Spécifications

Adaptateurs spéciaux	Oui
Allégation Marketing Environnementale Approuvée (EMC)	La tubulure 3M™ Littmann® est fabriquée sans ajout de latex naturel ni phtalate. Elle assure une plus longue durée de vie au stéthoscope en résistant mieux aux fluides cutanés et à l'alcool ainsi qu'aux taches.
Code Cladimed	K50BE01
Constitution tubulure	Tubulure simple
Couleur du pavillon	Argent
Couleur tubulure	Gris
Diamètre de la membrane	4,3 Milli-inch (mil)
Diamètre membrane petit pavillon (mètre)	3,3 Milli-inch (mil)
Embouts additionnels	Oui
Finition du pavillon	Acier inoxydable usiné
Forme de la membrane	Circulaire
Longueur totale (métrique)	69 cm
Lyres et embouts	Aluminium anodisé
Marques	Littmann®

Matériau de la membrane	Epoxy/Fibre de verre
Membrane ajustable	Oui
Modèle	Classic III
Performance	8
Poids Net	150 g
Poids pavillon	82 g
Période de Garantie	5 yr
Technologie du pavillon	Double face
Tubulure	Tubulure simple
Type d'embout	Souple
Type de membrane	Double fréquence, en une seule pièce
Type de produit	Stéthoscope
Unités par paquet	1
Utilisateurs	Etudiant en médecine, Assistant Paramédical, Infirmièr(e), Etudiant infirmièr(e), Emt/Ems
Utilisation	Évaluation physique et diagnostic