

Découvrez le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ !



Découvrez le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™, un des stéthoscopes les plus populaires au monde ! Vous allez adorer son design compact ainsi que sa qualité acoustique qui en fait l'instrument idéal des professionnels de santé pour l'auscultation et la surveillance des patients adultes et enfants. Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ est d'une très grande qualité grâce à ces matériaux robustes mais aussi légers ! Ce stéthoscope vous garantit une très longue durée de vie.

- Détection des sons et des rythmes normaux et anormaux.
- Destiné à l'auscultation des patients adultes et enfants.
- Double pavillon en acier inoxydable.
- Membrane double fréquence sur chaque côté et avec cloche ouverte ou fermée.
- Bague anti-froid offrant un confort optimal pour le patient.
- Embouts auriculaires souples pour une étanchéité acoustique et un confort excellent.
- Idéal pour les étudiants en médecine, sages-femmes, infirmières, kinésithérapeutes et paramédicaux.
- Garantie 5 ans.
- Fabriqué aux Etats-Unis, sans ajout de latex naturel.

Le stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™ représente la nouvelle génération de stéthoscopes. Le classic III™ est un stéthoscope de haute qualité offrant une grande sensibilité acoustique et des performances exceptionnelles. Le stéthoscope Classic III™ est principalement destiné et utilisé par les étudiants en médecine mais aussi les professionnels de santé afin d'effectuer une auscultation, une surveillance et un diagnostic de qualité et de précision. Il est composé d'un double pavillon et d'une membrane double fréquences afin de permettre l'auscultation des patients adultes et enfants.

Inventée par 3M, la technologie de la membrane double fréquences offre une écoute alternative des sons de hautes et de basses fréquences par le biais de simple pression sur le pavillon. Afin d'obtenir des sons de basses fréquences ils vous suffisent d'effectuer une légère pression sur le pavillon. Au contraire pour obtenir des sons de hautes fréquences il vous faut appliquer une pression plus forte sur le pavillon. Enfin le stéthoscope Classic III™ est composé d'une bague anti-froid, ce qui offre un confort optimal pour le patient. Les embouts auriculaires peuvent être changés et sont clipsable à l'extrémité des branches de la lyre. Ils sont souples et s'adapte aux oreilles de l'utilisateur afin d'offrir une excellente étanchéité acoustique. La tubulure nouvelle génération est fabriquée sans ajout de latex naturelle et sans ajout de phtalate. Celle-ci est souple et conserve sa forme même après avoir été manipulé ou pliée, ce qui assure une plus longue durée de vie au stéthoscope. Elle est aussi plus résistante aux fluides cutanés, aux taches et à l'alcool.

- *Livré avec une bague anti-froid, une paire de grands et de petits embouts souples ainsi qu'une notice d'utilisation.*

Caractéristiques :

Couleur stéthoscope / Modèle	Édition Miroir - Rose
Longueur totale (métrique)	69cm, 69mm
Lyres et embouts	Aluminium anodisé
Matériau de la membrane	Epoxy / Fibre de verre
Performance	7,8
Poids net	150g.
Poids pavillon	82g.
Technologie du pavillon	Double face
Tubulure	Tubulure simple
Type d'embout	Souple