

## Stéthoscope 3M™ Cardiology IV bleu caraïbes

### Edition champagne



### Description

- Diagnostiquez et décidez en toute confiance
- Percevez les subtils changements chez votre patient
- Idéal pour les soins intensifs et les environnements difficiles tels que les services d'urgence, les unités de soins intensifs, de soins intensifs de cardiologie, de soins intermédiaires et autres environnements critiques
- Garantie 7 ans
- Construction ergonomique et de haute qualité ; par comparaison au stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™, la taille du pavillon est supérieure de 40 % et sa cloche plus profonde de 60 %
- Conçu pour l'auscultation des patients adultes et des enfants
- Double pavillon en acier inoxydable, équipé d'une membrane double fréquence sur chaque côté, avec cloche ouverte ou fermée
- Bague anti-froid pour un plus grand confort du patient
- Les embouts auriculaires souples offrent une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal
- Fabriqué aux Etats-Unis, sans ajout de latex naturel

Conçu pour encore mieux entendre Robuste et raffiné, le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™ permet d'isoler les sons les plus subtils<sup>1</sup>, afin que vous puissiez percevoir le moindre changement chez vos patients dans des environnements les plus exigeants et les plus critiques. Conçu pour vous permettre d'écouter les sons les plus difficiles à entendre, notamment les sténoses aortiques, les murmures de galop B3 et les anomalies pulmonaires faiblement perceptibles.

Idéal pour les soins intensifs et les environnements difficiles tels que les services d'urgence, les unités de soins intensifs, de soins intensifs de cardiologie, de soins intermédiaires et autres environnements critiques Percevez les subtils changements chez votre patient. Diagnostiquez et décidez en toute confiance. <sup>1</sup>Une audibilité accrue des sons haute fréquence (côté adulte, avec une pression ferme), par comparaison au stéthoscope Littmann® Cardiology III™, vous permet d'en savoir plus sur l'état de votre patient

# Spécifications

Adaptateurs spéciaux	Non
Allégation Marketing Environnementale Approuvée (EMC)	La tubulure 3M™ Littmann® est fabriquée sans ajout de latex naturel ni phtalate. Elle assure une plus longue durée de vie au stéthoscope en résistant mieux aux fluides cutanés et à l'alcool ainsi qu'aux taches.
Code Cladimed	K50BE01
Constitution tubulure	Double tubulure
Couleur du pavillon	Champagne
Couleur tubulure	Bleu caraïbes
Diamètre de la membrane	4.3 cm
Diamètre membrane petit pavillon (mètre)	3.3 cm
Embouts additionnels	Oui
Finition du pavillon	Lustrage élevé
Lyres et embouts	Aluminium anodisé
Marques	Littmann®
Matériau de la membrane	Epoxy/Fibre de verre

Membrane ajustable	Oui
Modèle	Cardiology IV™
Performance	9
Poids pavillon	87 g
Période de Garantie	7 ans
Technologie du pavillon	Double face
Tubulure	Double tubulure
Type d'embout	Souple
Type de membrane	Double fréquence, en une seule pièce
Type de produit	Stéthoscope
Utilisateurs	Anesthésiste, Etudiant en médecine, Etudiant infirmier(e), Gastroentérologue, Hospitalier, Infirmier(e), Infirmière/infirmier - Réanimation, Interne, Médecin, Médecin généraliste, Pneumologue, Pédiatre, Réanimateur, Urgeniste, Vétérinaire
Utilisation	Cardiology/Haute Performance

### Dimensions et caractéristiques

Longueur totale (métrique)	69 cm
----------------------------	-------