

Lame de tondeuse à tête pivotante à usage unique 3M™, 9660



Descriptions

- La lame pivotante permet de tondre en tirant ou en poussant la tondeuse
 - Réduit le risque de contamination croisée grâce aux lames à usage unique
 - La lame s'enclenche et se détache facilement
 - À utiliser avec la tondeuse chirurgicale 3M™ à tête pivotante 9661 et le chargeur 9668
- La tête pivotante unique s'adapte aux contours du corps du patient pour une élimination efficace de la pilosité. Elle est particulièrement adaptée aux zones sensibles et difficiles d'accès.

La tête pivotante unique s'adapte aux contours du corps du patient pour une élimination efficace de la pilosité. Elle est particulièrement adaptée aux zones sensibles et difficiles d'accès.

Applications recommandées

- Convient à toutes les procédures d'élimination préopératoire de la pilosité, principalement les zones sensibles et difficiles d'accès
- Pour les équipes préopératoires, les équipes de services de neurologie, de cardiologie, d'accouchement et d'urgences

Spécifications

Code Cladimed	F52AB01
Couleur du produit	Violet
Domaine thérapeutique et indications	Rasage pré-opératoire
Marques	3M™
Modèle	9660
Type de produit	Tondeuses
Type de tête	Pivotement
Unités par paquet	50