

Tondeuse chirurgicale à tête pivotante

3M™ 9661L



⚠ Tête vendue séparément
Réf : **3MTON9660**

Description

- Taux de microcoupures inférieur à 2 %, ce qui aide à réduire le risque d'infection du site opératoire (Etude interne 3M 1 EM-05-013632)
- Batterie Lithium-Ion
- Temps de charge : 4 heures
- Autonomie de 160 min
- Voyant qui indique que la batterie doit être rechargée
- S'utilise également avec la lame 3M™ Premium 9690 pour la tonte des cheveux et des poils épais
- Design ergonomique

La tondeuse 3M™ 9661L est la seule tondeuse chirurgicale à tête pivotante du marché. Elle est conçue spécialement pour les zones anatomiques difficiles d'accès.

Disponible avec deux lames spéciales, la tondeuse à tête pivotante 3M™ 9661L constitue une solution de tonte polyvalente. Cette tondeuse convient pour une élimination des cheveux et des poils, qu'ils soient humides ou secs et s'utilise avec des lames à usage unique pour réduire le risque de contamination croisée. Nettoyage sous l'eau courante puis application d'une solution décontaminante.

Peut-être immergée (Conforme à l'indice de protection (Ip) X7 - protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 mètre, pendant 30 min.).

Spécifications

Couleur du produit	Violet
Domaine thérapeutique et indications	Rasage pré-opératoire
Marques	3M™
Modèle	9661L
Type de produit	Tondeuses
Type de tête	Pivotement
Unités par paquet	1