

Kit d'installation pour tondeuse 3M™ à tête pivotante 9661L et chargeur 3M™ 9668L



Description

- Taux de microcoupures inférieur à 2 %, ce qui aide à réduire le risque d'infection du site opératoire (Etude interne 3M 1 EM-05-013632)
- Batterie Lithium-Ion
- Temps de charge : 4 heures
- Autonomie de 160 min
- Voyant qui indique que la batterie doit être rechargée
- Socle chargeur qui peut être posé ou fixé au mur

Pratique pour la mise en place dans les services, ce kit d'installation contient une tondeuse chirurgicale 3M™ à tête pivotante et un chargeur 3M™.

Les lames 3M™ 9660 ou 3M™ 9690 doivent être commandées séparément.

Spécifications

Marques	3M™
Type de produit	Socle de recharge