

Socle chargeur 3M™ 9668 pour tondeuse chirurgicale à tête pivotante 3M™ 9661L



Description

- Socle chargeur : stable et pratique
- S'utilise uniquement avec la tondeuse chirurgicale à tête pivotante 3M™ 9661L
- Peut être posé ou fixé au mur
- 1 chargeur / boîte

Permet de recharger rapidement (4 heures) la tondeuse à tête pivotante 3M™ 9661L



Spécifications

| | |
|-----------------|-------------------|
| Marques | 3M™ |
| Type de produit | Socle de recharge |

Compatibilité

Tondeuse chirurgicale à tête pivotante 3M™