

Tondeuse Professionnelle à tête fixe 3M™

Tête et chargeur non inclus !
Réf : 3MTON9680 (tête)
Réf : 3MTON9683 (chargeur)



Descriptions

- Batterie Lithium Ion
- Temps de charge : 4 heures
- Autonomie de 120 min
- Indicateur de niveau de charge
- Peut-être rincée sous l'eau ou immergée pour un nettoyage facilité

La tondeuse Professionnelle à tête fixe 3M™ 9681 combine rapidité, efficacité et sécurité.

La tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M™ Professionnelle 9681 est ergonomique et facile d'utilisation. Elle tond rapidement et en toute sécurité tous types de poils.

Applications recommandées

- Convient pour toutes les procédures d'élimination préopératoire de la pilosité et les procédures non invasives, y compris ECG et mise en place d'une perfusion intraveineuse
- Pour les équipes préopératoires, les équipes de services de neurologie, de cardiologie, d'accouchement et d'urgences

Spécifications

Code Cladimed	Non applicable
Domaine thérapeutique et indications	Rasage pré-opératoire
Largeur totale (métrique)	18 cm
Longueur totale (métrique)	6 cm
Marques	3M™
Modèle	9681
Type de produit	Tondeuses
Type de tête	Fixe
Unités par paquet	1

Compatibilité :

Lame de tondeuse à usage unique 3M™ 9680