

FICHE TECHNIQUE

BAC DE TREMPAGE ANIOS INSTRUBAC

Permet de traiter toutes sortes d'instruments dans tous types de solutions de désinfection.

Vendu avec panier égouttoir et couvercle sans fente.

Volume utile : 5 L.

Dimensions hors tout : L 43 x l 129 x H 12,5 cm.

Dimensions poissonnière : L 36,5 x l 25,5 x H 9 cm.

Bac de trempage en polypropylène blanc avec paniers et couvercles non autoclavable permet de traiter toutes sortes d'instruments dans tous types de solutions de désinfection.

Idéal pour :

- le trempage,
- le ramassage,
- la pré-désinfection
- la désinfection



Autre modèle disponible :

- Instrubac 2 litres avec couvercle à fente

Dimensions hors tout : 29,5 x 20 x 13 cm.

Dimensions du panier : 23 x 17 x 9 cm.

Matériel médical CE