

FICHE TECHNIQUE

INSTRUBAC 20L ANIOS



DESCRIPTION

Ce bac de trempage Anios permet de traiter toutes sortes d'instruments dans tous types de solutions de désinfection.

Ce bac non autoclavable Anios en polyéthylène haute densité est équipé d'un panier muni d'un couvercle pour le ramassage de l'instrumentation souillée.

A noter : le volume utile du bac est de 10 Litres. Vous remplissez donc le bac de 10 Litres au maximum du produit habituellement utilisé. Un repère vous indique lorsque le niveau de remplissage est atteint.

Dimensions intérieures du bac Anios Modèle 20 Litres : 485 L x 270 l x 170 H mm