

## MODULE MOBILE PLATEAU BLOC

Module pour le ramassage et pré-désinfection des plateaux d'instrumentation au bloc opératoire.

### Instrubac plateau bloc :

Bac de 40 litres, gradué sur toute la hauteur, équipé d'un fond de cuve en pointe de diamant et d'un puisard pour permettre la vidange.

### Dimensions :

Hauteur totale avec Instrubac : 962 mm  
Module : L 850 x l 445 x H 917 mm  
Instrubac plateau bloc :  
L 730 x l 455 x H 345 mm (hors tout)

### Caractéristiques Techniques

#### Module :

- Acier inoxydable.
- Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.
- Equipé de ridelles anti-chute pour bac inférieur.



Composition	Réfs.
1 Ensemble sans vidange : chariot + bac 40 L + couvercle	404 660
2 Ensemble vidange totale : chariot + bac 40 L + couvercle	404 700
3 Ensemble vidange rapide : chariot + bac 40 L + couvercle	404 880
Accessoires	Réfs.
Plaque de traçabilité (plaque + pince + minuterie)	404 661
Couvercle plié pour bac 40 L	404 656
Chariot seul	404 659
Bac 40 L (sans vidange)	404 655
Bac 40 L vidange rapide	404 655B
Bac 40 L vidange totale	404 655A

## MODULE MOBILE SPÉCIAL ENDOSCOPIE

Bacs non fournis avec les modules



### Caractéristiques Techniques

Module en acier inoxydable pour INSTRUBACS de 15 ou 20 L autoclavables.

### Dimensions

#### Module pour INSTRUBACS de 15L :

970 L x 440 l x 760 H mm  
1035 L x 505 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 15L : 870mm

#### Module pour INSTRUBACS 20L :

1095 L x 350 l x 760 H mm  
1200 L x 410 l x 760 H mm (hors tout)  
Hauteur avec Instrubac 20L : 920mm

### Références

Module pour Instrubac 15L.....404 077  
Module pour Instrubac 20L.....404 020

(Pour commander les bacs, voir à l'intérieur de la plaquette).



LA SOLUTION HYGIÈNE DE L'INSTRUMENTATION

# GAMME INSTRUBACS



- BACS AUTOCLAVABLES
- BACS NON AUTOCLAVABLES
- CONSOMMABLES ET MATÉRIELS



1 rue de l'Espoir - 59260 Lezennes - FRANCE  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68

www.anios.com

## BACS AUTOCLAVABLES

### BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE, LA PRÉ-DÉSINFECTION ET LA DÉSINFECTION DE L'INSTRUMENTATION

#### BAC SPECIAL FRAISE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Références
0,3 L	Ø 8,5 x H6,8 cm	404 050

#### BAC MICROCHIRURGIE 1L



> Couverture avec charnière

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Références
0,5 L	L26,5 x L14 x H9	L24,5 x L11 x H7,5 [2,7]	404 010

#### BAC MODULE ENDOSCOPIE 20L

SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Références
20L	L57 x L43 x H30	405 173

#### INSTRUBAC 20L



> Couverture avec charnière


Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet	Avec Robinet
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	Simple 404 014	404 021
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	Double 404 019	404 022

Simple - 1 bac avec couvercle et charnières + 1 poissonnière  
Double - 2 bacs avec couvercle et charnières + 1 poissonnière

## BACS NON AUTOCLAVABLES

#### INSTRUBAC 15L

SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet	Avec Robinet
(1) 15 L	L90 x L21 x H16	L85,5 x L18 x H7,5	Simple 404 450	404 024
(2) 15 L	L90 x L21 x H16	L85,5 x L18 x H7,5	Double 404 451	404 025

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau  
(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau

#### INSTRUBAC 4L



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Simple	Double
4L	L47 x L18 x H12,5	L42 x L14 x H8,5	404 157	404 158

(1) - 1 bac + 1 poissonnière + 1 couvercle + 1 plateau  
(2) - 2 bacs + 1 poissonnière + 2 couvercles + 1 plateau

\*Données exprimées en cm

## BACS NON AUTOCLAVABLES

### BACS DE TREMPAGE POUR LE RAMASSAGE DE L'INSTRUMENTATION SOUILLÉE

#### INSTRUBAC 3L OU 10L



(1) 10 L (2) 3 L

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Fente	Avec Fente
(1) 5 L	L43 x L29 x H12,5	L36,5 x L25,5 x H9	404 002NM	-
(2) 2 L	L29,5 x L20 x H13	L23 x L17 x H9	404 039	404 038

#### INSTRUBAC 20L



> Couverture avec charnière

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. poissonnière*	Sans Robinet
10 L	L51 x L30,5 x H21	L48,5 x L27 x H17	404 006

Robinet à droite	Robinet au centre	Couvercle coiffant	Robinet à gauche
404 023	404 023C	404 023D	404 023G

#### BAC 20L

SPÉCIAL  
ORTHOPÉDIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
10 L	L59 x L31 x H26,5	L54 x L25,5 x H25	404 179

#### BAC 20L PLAT

SPÉCIAL  
ENDOSCOPIE



Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
10 L	L60 x L40 x H13	L55 x L36,5 x H11,5	406 011

Robinet sur petit côté Robinet sur grand côté

404 411	404 411B
---------	----------

#### INSTRUBAC 40L et 60L



> Meilleure résistance mécanique  
> Absence d'arête.  
> En polypropylène

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
(1) 20 L	L60 x L40 x H24	L51 x L34 x H22	406 012

Robinet sur petit côté	Robinet sur grand côté
404 412	404 412A

Vol. utile	Dim. HORS TOUT*	Dim. intérieure*	Sans Robinet
(2) 40 L	L60 x L40 x H35	L51 x L34 x H30,5	406 013

Robinet sur petit côté	404 413
------------------------	---------

\*Données exprimées en cm

## CONSOMMABLES ET MATÉRIELS

### PROTECTANIOS

Alternative à l'autoclavage des bacs.  
Housse stérile pour Instrubacs (15, 20 et 60 L) et bac endoscopique.



#### Caractéristiques

Housse en polyéthylène conçues pour épouser les formes de chaque bac de rinçage et évitant l'étape d'autoclavage.

#### Conditionnements - Références

Réf. Housse	Application	Réf. bacs	Cond.
1 405 460	Bac 15 L	404 450	60
2 405 461	Bac 20 L	404 006 404 014	60
3 405 462	Ceinture	405 331	60
	Bac module endoscopie	405 173	
4 405 662	Bac 60 L	406 013	50
Dénomin.	Application	Réf.	Cond.
5 Ceinture	Protectanios	405 331	unité

### MODULE MOBILE DE DÉSINFECTION

Module mobile pour le ramassage de l'instrumentation souillée et du matériel non immergeable. Prévu pour Instrubac 40L ou 60L.



#### Caractéristiques

Acier inoxydable  
Dimensions : 735 L x 490 l x 735 H (mm)  
Hors tout : 765 L x 550 l x 735 H (mm)  
Hauteur avec INSTRUBAC 40 L : 950mm  
Hauteur avec INSTRUBAC 60 L : 1150mm

#### Référence

Chariot seul.....Réf. 404 009