



## Pansements hémostatiques Emo Soffix PIC



Plus besoin de coton, de ciseaux et de sparadraps lors des prises de sang !

Les **pansements Emo Soffix** de PIC sont utilisés lors de prélèvements sanguins pour stopper rapidement et efficacement l'écoulement du sang. Ils sont indispensables dans les laboratoires d'analyse médicales, les cabinets infirmiers, les centres de l'EFS ...

Leur coussinet est capable d'absorber une quantité importante de fluide, par rapport à une compresse classique. Au contact du sang, il l'absorbe et se dilate. Il exerce ainsi une légère pression sur la peau qui contribue à stopper l'écoulement du sang.

Le support adhésif en non tissé est hypoallergénique et convient à tout type de peau même les plus sensibles.

Les contours arrondis évitent le retrait accidentel du pansement.

Ces **pansement post-prélèvement à action hémostatique** ne laissent aucun résidu sur la peau après retrait.

Dimensions : 38 x 38 mm.

Conditionnement : boîte de 1000 **pansements hémostatiques Emo Soffix de PIC**.