



Pour l'administration de la thérapie insulinique

## Seringues Insumed (0,5 ml)

Seringues à insuline 0,5 ml



### DE QUOI S'AGIT-IL ?

Des seringues stériles à usage unique dotées d'une aiguille PIC de capacité moyenne pour vos injections d'insuline. Elles peuvent également servir à mélanger différents types d'insuline.

### QUEL USAGE ?

Avec ces seringues, vos injections sont simples et surtout peu douloureuses.

### LEUR ATOUTS ?

Elles permettent une injection quasi indolore grâce au triple affilage de l'aiguille Pic et à la conception spéciale de la pointe. Le caoutchouc Latex Free plat et à triple contact se trouvant à l'intérieur du cylindre transparent vous garantit une bonne étanchéité autant dans la phase d'aspiration que dans la phase d'injection et vous protège contre les risques de réaction allergique. En outre, avec la loupe incluse dans la boîte, vous pouvez lire l'échelle graduée sans effort. Toutes les seringues répondent au principe Espace zéro : l'aiguille est fixée directement sur le corps de la seringue et il n'y a donc plus d'espace dans lequel il pourrait rester de l'insuline ; ainsi vous êtes assuré que la quantité d'insuline injectée est la bonne. Dernière particularité ? Un dispositif d'arrêt à l'intérieur du cylindre ; ainsi le piston ne sort pas en fin de course.