



PIKDARE



Avec aiguille sertie - Seringues 3 pièces

Seringues à insuline stériles, à usage unique avec aiguille sertie. Graduation 100 unités. Capuchon de protection. Loupe grossissante amovible pour une meilleure précision de remplissage.

Pour faciliter la lecture de l'échelle graduée, 1 loupe à adapter sur le corps de la seringue est disponible dans chaque boîte.

Boîte de 30 seringues à insuline

Caractéristiques techniques :

Contenance : 30 seringues à insuline

Fourni avec une loupe grossissante

1ml

aiguille 8 mm

G30 x 8

Existe en plusieurs tailles

Marque	PIC
Type de seringue	Embout Luer
Destination	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON