

Pour l'administration de la thérapie insulinique

Insupen Original

Aiguilles pour stylo à insuline Insupen Original



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Il s'agit d'aiguilles pour stylo à insuline stériles et à usage unique destinées à l'insulinothérapie, disponibles en plusieurs longueurs et diamètres, qui ont été conçues selon le principe de l'Indolor Experience™.

EN QUOI PEUVENT-ELLES VOUS ÊTRE UTILES ?

Elles se déclinent dans une large gamme de diamètres et de longueurs pour vous laisser la liberté de choisir l'aiguille la mieux adaptée à vos habitudes d'injection.

QUELLES SONT LEURS PARTICULARITÉS ?

Soft Sharpening¹, un triple affûtage qui réduit la sensation d'inconfort ; grâce à la géométrie particulière du biseau et au profil fin, l'aiguille pénètre facilement dans la peau. Résultat ? Des injections simples, confortables et quasi indolores.

SOUS QUELLE FORME SONT-ELLES DISPONIBLES ?

Les aiguilles pour stylo à insuline Insupen Original sont disponibles en différentes longueurs et différents diamètres et sont toutes conditionnées dans des boîtes de 100 unités.

Diamètre aiguille	Longueur aiguille
32G x 0,23mm	8mm
31G x 0,25mm	6mm
31G x 0,25mm	8mm
29G x 0,33mm	12mm