



Microperfuseur sécurisé Mirage Smartsafe PIC



Ces **microperfuseurs épicroaniens (ou microperfuseurs à ailettes) stériles**, sont des dispositifs médicaux à usage unique, utilisés pour des prélèvements sanguins de courte durée.

Ils sont dotés d'une aiguille à triple affûtage, offrant une excellente pénétration.

Leurs ailettes souples facilitent leur manipulation lors de l'insertion et du retrait de l'aiguille. Avec leur code couleur (conforme à la norme ISO 6009) elles permettent également de différencier les différentes tailles d'un simple coup d'oeil.

Les microperfuseurs Mirage Smartsafe de PIC sont sécurisés. Un dispositif de sécurité irréversible protège l'utilisateur lors du retrait de l'aiguille et évite tous risques de piqûres accidentelles.

Leurs raccords rigide Luer Lock est compatible avec de nombreux dispositifs.

Longueur de la tubulure souple : 30 cm.

Indications : Accès veineux périphérique à but thérapeutique/pour le prélèvement sanguin à but diagnostic.