



# Stylo autopiqueur



1

## DE QUOI S'AGIT-IL ?

Un dispositif conçu pour vous aider pendant l'autocontrôle – même quotidien – de la glycémie que vous pouvez utiliser avec les lancettes.

2

## QUEL USAGE ?

Vous pouvez régler la profondeur de la piqûre en fonction de vos besoins. Le sélecteur permet de régler la profondeur de 1 à 5 : profondeur faible pour les peaux délicates et pour un usage pédiatrique, profondeur élevée pour les peaux épaisses et calleuses.

3

## SES ATOUTS ?

La partie haute est munie d'un bouton à déclic qui vous permet d'éjecter facilement la lancette après utilisation. Le stylo autopiqueur est simple à utiliser et il est compatible avec les types de lancette les plus courants vendus sur le marché.