



Aiguilles mésothérapie Luer 0,40 x 4 mm



Aiguille stérile à usage unique destinée aux **injections intradermiques** (traitements mésothérapeutiques et micro-injections).

Cette aiguille, courte et très fine a un biseau triangulaire, permettant une pénétration rapide et quasiment indolore pour le patient.

Elle est dotée d'une embase à cône Luer.

Paroi fine et traitement silicone antifricction.

G27 - 4 x 0,4 mm Luer

Chaque aiguille est conditionnée dans un sachet individuel pelable.

Conditionnement : boîte de **100 aiguilles de mésothérapie**.