



PIKDARE



Description du produit

Conditionnement : Boîte de 100 Caractéristiques Aiguilles pour seringues Cône Luer et Luer Lok

Stérile

Couleur : Gris Gauge : 27G Existe en 2 longueurs : 4 mm 6 mm Conformes aux normes françaises

Caractéristiques

Marque PIC

Longueur 6 mm

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) Dispositif médical destiné à usage médical

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR) NON

Réservé aux Professionnels de santé Male

Éligible livraison cadencé