



## Seringue stérile Luer 2.5 ml Luer centré



La seringue PIC offre aux professionnels de santé un confort d'utilisation optimal.

La seringue stérile Luer centré sans aiguille est conçue pour les traitements par injection à des fins thérapeutiques ainsi que pour le prélèvement de matériel biologique à des fins de diagnostic en fonction du choix de l'aiguille.

Sans latex, la seringue stérile est adaptée aux individus qui en sont intolérants.

Les seringues sont apyrogènes, atoxiques, stérilisées O.E et disposent d'une échelle graduée à haute lisibilité et stabilité.

Les seringues PIC possèdent une étanchéité assurée par un joint silicone. Ce qui permet le glissement sans à-coups du piston.

Boite de 130