

FICHE TECHNIQUE

Seringues 3 pièces Luer Lock PIC, Boîte de 100

Avec luer lock pour une sécurité parfaite. Joint élastomère sans latex

Compatible avec tout type d'aiguilles, idéal pour injections de précision et mésothérapie.



- Corps et piston en polypropylène,
- Sans latex, sans PVC,
- Joint élastomère,
- Embout Luer Lock,
- Graduation permanente à partir de 0.5 ou 1ml,
- Stérile, apyrogène,
- Usage unique.

Transparence pour une bonne visualisation du processus et pour la détection d'éventuelles bulles d'air.

Emballage individuel stérile, stérilisation à l'oxyde d'éthylène (validité 5ans).
Seringues disponibles : 2,5ml, 5ml, 10ml, 20ml.

Conditionnement par boîte de 100 seringues.

Fabrication Européenne.
Conforme ISO 594-2, ISO 7886, ISO 2859, EN 550, ISO 10993.

Matériel médical CE.