



mylife™ Lancets multicolors FICHE TECHNIQUE

Definition

- Lancette stérile

Caractéristiques générales

- Fil d'acier inoxydable de diamètre G30
- Triple affûtage
- Corps et capuchon protecteur en polyéthylène pour préserver la stérilité.
- Les lancettes mylife sont compatibles avec tous les autopiqueurs de la marque mylife et avec la plupart des autres autopiqueurs.
- Apirogène.
- Non-toxique



Conditions d'utilisation

- Dispositif médical utilisé avec un stylo autopiqueur pour prélever du sang capillaire en vue d'un test de glycémie ou d'autres tests utilisant de petites quantités de sang.

Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

Classe IIa

Conformité

- Série de norme EN ISO 11137 - Stérilisation
- EN ISO 10993-1 – Biocompatibilité
- Système d'assurance qualité : certifié selon la norme ISO 13485

Specifications techniques

COMPOSANT	MATIERE
Corps	Polyéthylène
Capuchon protecteur	Polyéthylène
Aiguille	Acier inoxydable AISI 304

Sterile	Oui
Pyrogènes	No
Latex	Non
Phtalates	Non
Date d'expiration	5 ans à compter de la date de fabrication dans un emballage non ouvert et non endommagé
Instructions de stockage	A conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart de substances chimiques





mylife™ Lancets multicolors

FICHE TECHNIQUE

Méthode de stérilisation

- Rayons gamma conformément à la série de normes EN ISO 11137 Stérilisation.

Biocompatibilité

- Tests de réactivité intracutanée - toxicité systémique aiguë - sensibilisation allergique - cytotoxicité - pyrogénicité, réalisés conformément à la série de normes ISO 10993. Hémocompatibilité, réalisée conformément à la norme ASTM F756-17.

Elimination

- Éliminer conformément aux réglementations locales.

Emballage

Les étiquettes et/ou les emballages portent les mentions suivantes :

Nom de vente
Fabricant
Date de fabrication
Date d'expiration
Consignes de stockage
REF
Numéro de lot
Matrice de données UDI

Matériaux d'emballage

COMPOSANT	MATIERE
Boîte	Carton
Emballage	Carton ondulé

Fabricant

- SteriLance Medical (Suzhou) Inc. - No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153, Suzhou, Jiangsu, REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Importateur

- Pikdare S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 10 - 22070 Casnate con Bernate (Côme) – Italie





mylife™ Lancets multicolors
FICHE TECHNIQUE

Gamme

REF.	GAUGE	DIAMETRE	NOMBRE DE PIECES	CARTON	LANGUES
700023339	30G	0,30 mm	200 pièces/boîte	50 boîtes	EN, DE, FR, IT, NL, SV, FI, DA, ES, PT

UDI

REF.	Basic UDI-DI	UDI-DI – EAN (CN)
700023339	6945630101B9	06945630115806

