

Fiche Technique

GEL LUBRIFIANT KY

Lubrifiant

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : NA

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 1639

Première mise sur le marché de l'UE : 20/06/2002

Fabricant : RECKITT BENCKISER



Descriptif du dispositif :

Gel hydrosoluble, non gras, bactériostatique, compatible avec les muqueuses et les instruments : sondes, speculums, endoscopes

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Condt
Gel lubrifiant KY, tube de 82 grs.	3005719	250355	Carton de 48 u
Gel lubrifiant KY, tube de 5 grs.	3005727	250356	Carton de 48 u

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Matériau : Conservateur (Methylparabène et Propylparabène)

Matériau : Tampon (Disodium Phosphate, Sodium Phosphate, Tetra Sodium EDTA)

Matériau : Glycérine

Matériau : Eau purifiée

Matériau : Propylène Glycol

Matériau Hydroxyéthylènegcellulose

Fiche Technique

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B: Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Gynécologie

Radiologie

Indications :

Endoscopie

Gynécologie

Intubation endotrachéale

Intuber

Lubrification

Sondage

2 PROCEDE DE STERILISATION : Chaleur sèche

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

2 ans pour les tubes de 5grs et 3 ans pour les tubes de 82 grs

AUTRES DETAILS TECHNIQUES :

Hydro soluble

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01