


## Gel de contact Unigel, réf. 100FQA & 100FQB



100FQA



100FQB

### Description

- Gel de transmission ultrasonique.
- Hypoallergénique, Hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif.
- Il est utilisé dans plusieurs domaines comme l'obstétrique, la cardiologie, gynéco-obstétrique...
- Ce gel est préconisé pour un usage externe.

### Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Eau ;  
- Polymères ;  
- Agents colorants ;  
- Conservateurs ;  
- Agents humectant ;  
- le gel ne contient pas de parabène.
- **PH** : 6.2 à plus ou moins 0.4.
- **Densité** : 1.02 gr/cm<sup>3</sup>.
- **Viscosité** : 80.000 à plus ou moins 10.000 cps.
- **Stérilisation** : produit non stérile.
- **Conditions de stockage** : conserver dans un lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.
- **Précautions particulières** : intégrité de l'emballage.
- **Durée de validité du produit** : 5 ans.

| Référence | Désignation                | Contenance |
|-----------|----------------------------|------------|
| 100FQA    | Gel de contact transparent | 250 mL     |
| 100FQB    | Gel de contact transparent | 5 L        |