

GEL LUBRIFIANT STÉRILE

Une large gamme de gels adaptée à toutes vos utilisations

GEL LUBRIFIANT STÉRILE

Hydrosoluble et non irritant, ne contient pas de graisse ni d'alcool.
Compatible avec les muqueuses, sans latex, sans phtalates, et sans Bisphénol A.



NeoJelly®



Gel KY®



Gels Optilube®

LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	
			Commande	Produit
NeoJelly® Gel lubrifiant stérile	Sachet de 5 g	Boîte de 150 unités	250999	250999
	Tube de 5 g	Boîte de 48 unités	251000	251000
	Tube de 42 g	Boîte de 12 unités	251001	251001
	Tube de 82 g	Boîte de 12 unités	251002	251002
GEL KY® ** Gel lubrifiant stérile	Tube de 5 g	Boîte de 48 unités	250356	8946
	Tube de 82g	Boîte de 48 unités	250355	1067800
OPTILUBE® *** Gel lubrifiant stérile	Sachet de 5 g	Boîte de 150 unités	250891	1120
	Tube de 5 g	Boîte de 48 unités	250892	1124
	Tube de 5 g (embout de précision)	Boîte de 36 unités	250893	1140
	Sachet de 20 g double emballage stérile	Boîte de 20 unités	250921	1119
	Tube de 42 g	Boîte de 72 unités	250894	1121
	Tube de 82 g	Boîte de 72 unités	250895	1122
	Seringue de 6 ml	Boîte de 25 unités	250896	1125
	Seringue de 11 ml	Boîte de 25 unités	250897	1126

*NeoJelly® Fabricant : Real Health Medical, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE0197 de classe IIa (Réfs. 250000 à 251002 - Fabricant : JianErKang certifié CE0123 (Réf 250999)

** KY® Fabricant : Reckitt Benckiser, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE01639 de classe IIa

*** Optilube® Fabricant : Optimum Medical Solutions, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE1783 et CE2797, de classe IIa.

GEL LUBRIFIANT AVEC ANESTHÉSIQUE LIDOCAÏNE

Utilisé pour l'insertion de sondes et d'instruments, **sans latex et hypoallergénique**.
Emballage individuel, stérile et en seringue pour une utilisation en conditionnement aseptique.



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	VOLUME	CHLORHEXIDINE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES	
				Commande	Produit
OPTILUBE ACTIVE™ Seringue gel lubrifiant stérile	6 ml	Avec	Boîte de 10 unités	250898*	1160
	11 ml	Avec		250899*	1161
OPTILUBE ACTIVE™ CHG FREE Seringue gel lubrifiant stérile	6 ml	Sans	Boîte de 10 unités	250935**	1167
	11 ml	Sans		250936**	1168

* Gel lubrifiant avec anesthésique local (lidocaïne 2%) et antiseptique (Gluconate de Chlorhexidine 0.25%)

** Gel lubrifiant avec anesthésique local (lidocaïne 2%)

Optilube® Fabricant : Optimum Medical Solutions, dispositif médical stérile à usage unique certifié CE1783, de classe III



9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives

+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01



SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU
CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

