

Le franchissement des escaliers droits, courbes ou en colimaçon pour les fauteuils roulants

La gamme LIFTKAR PT est adaptée aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite.

Pendant la descente, contrairement aux autres monte-escaliers, les LIFTKAR restent immobiles tant que les roues d'arrêt n'ont pas atteint la marche inférieure. Ainsi, l'accompagnateur et le passager sont plus en sécurité dans les escaliers.

Fiable pour tous vos trajets : Cave, rez-de-chaussée, premier étage, jardin – avec le LIFTKAR PT, vous avez de nouveau accès à toutes les parties de votre maison. Plus encore : déplacements chez le médecin, démarches administratives, visite d'amis ou de proches en voiture, voyages en avion ou en train, soirées au théâtre, visites d'expositions – tout redevient plus simple.

Entièrement démontable



Sécurité grâce aux roues d'arrêt



Le LIFTKAR PT est disponible en plusieurs modèles - soit avec un siège intégré ou pour la mise en œuvre avec des fauteuils roulants.

Ils possèdent de nombreux avantages, tels que :

- Commandes de montée/descente dupliquées
- Poignées de forme ergonomiques
- Indicateur d'inclinaison
- Dispositif de commande intuitif
- Construction modulaire légère
- Freins robustes

Caractéristiques techniques communes à tous les modèles :

- 3 vitesses ascensionnelles différentes : 10, 14 ou 18 marches par minute
- Hauteur de marche maximale : de 205 à 220 mm
- Autonomie : de 300 à 500 marches.

• Les différents modèles Liftkar PT

PT S 130 / 160



Equippé d'un siège confortable et d'accoudoirs relevables, doté d'un revêtement caoutchouté antidérapant, le PT S est le monte-escaliers idéal pour l'intérieur et autour de la maison.

Grâce à sa compacité, le PT S est particulièrement adapté à une utilisation dans les escaliers étroits ou en colimaçon.

Capacité	Poids total	Hauteur	Largeur	Profondeur	Espace nécessaire sur palier
130 ou 160 kg	35,3 kg	1130 mm	505 mm	675 mm	0,8 x 0,9 m

PT Outdoor 120 / 150



Grâce à sa construction robuste, ses grandes roues non-marquantes, son système de freinage à l'intérieur des jantes et son empattement important, le PT Outdoor est l'appareil idéal pour se déplacer à l'extérieur.

Capacité	Poids total	Hauteur	Largeur	Profondeur	Espace nécessaire sur palier
120 ou 150 kg	34,4 kg	1130 mm	505 mm	675 mm	0,8 x 0,9 m

PT Uni 130 / 160



Polyvalent, il s'adapte aux fauteuils roulants manuels et aux chaises de transport. Une fois plié, il devient compact et rapide à ranger.

Idéal pour les collectivités, professionnels de santé et du transport de personnes.

Capacité	Poids total	Hauteur	Largeur	Profondeur	Espace nécessaire sur palier
130 ou 160 kg	27,6 kg	1130 mm	760 mm	385 mm	1,1 x 0,9 m

PT Duo



Le monte-escaliers Liftkar PT Duo à la particularité de s'adapter avec le même châssis en PTU ou en PTS. Pour un Établissement Recevant du Public, le PT Duo permet d'accueillir, en quelques minutes, différents publics (des personnes ayant des difficultés à se déplacer jusqu'aux personnes en fauteuil roulant). Pour les particuliers, la polyvalence du matériel permet d'accompagner l'évolution de la pathologie de la personne transportée.

Pour les caractéristiques techniques du matériel voir les tableaux du PTS et PTU de cette fiche.

PT Adapt 130 / 160



Les adaptateurs sur mesure, qui permettent d'utiliser le LIFTKAR PT avec votre propre fauteuil roulant, sont montés par des ateliers spécialisés et agréés.

Capacité	Poids total	Hauteur	Largeur	Profondeur	Espace nécessaire sur palier
130 ou 160 kg	24,7 kg	1130 mm	482 mm	385 mm	0,9 x 0,9 m

PT Fold 130 / 160



Équipé de roues de 200 mm de diamètre et doté d'une largeur de voie de 297 mm, le PT Fold est l'appareil idéal pour les escaliers en colimaçon particulièrement raides et étroits. Une fois replié, le PT Fold se transporte facilement dans n'importe quel véhicule.

La surface du siège est lavable et peut être retirée pour simplifier le nettoyage.

Capacité	Poids total	Hauteur	Largeur	Profondeur	Espace nécessaire sur palier
130 ou 160 kg	28 kg	1130 mm	482 mm	660 mm	0,8 x 0,9 m

• Accessoires de série



Chargeur secteur

RÉF. 155 141



Bloc batterie bleu 24V

RÉF. 154 150

• Accessoires en option

DÉSIGNATIONS	RÉFÉRENCES
Pinces d'accroches profondeur spéciale LIFTKAR PTU	155 102
Appui-tête gris LIFTKAR PT	155 105
Pinces d'accroches étroites LIFTKAR PTU	155 106
Pinces d'accroches profondeur spéciale étroite LIFTKAR PTU	155 107
Pinces d'accroches profondeur spéciale large LIFTKAR PTU	155 109
Pinces d'accroches larges LIFTKAR PTU	155 111
Pinces d'accroches enfant LIFTKAR PTU	155 112
Ceinture de sécurité LIFTKAR PT	155 118
Ceinture de sécurité fauteuil LIFTKAR PT	155 119
Chargeur batterie 12V/24V LIFTKAR PT	155 120
Éclairage LED sur chassis PT	155 122
Ceinture de sécurité chassis LIFTKAR PTU	155 132
Chargeur secteur 220V/24V LIFTKAR PT	155 141
Ceinture 5 points LIFTKAR PT	155 144
Paire accoudoirs élargis LIFTKAR PT	155 146
Paire accoudoirs souples LIFTKAR PT	155 148
Paire accoudoirs souples et élargis LIFTKAR PT	155 153
Repose pieds relevable LIFTKAR PT	155 157
Ceinture de maintien chassis LIFTKAR PT	155 158
Appui-tête long LIFTKAR PT	155 159
Jeu de platines étroites LIFTKAR PT	155 300

