



Chenillettes Tout Terrain Freedom Trax



FT 1



FT 2 avec assise intégrée

Un dispositif tout-terrain pour retrouver le plaisir de se déplacer en dehors des cheminements stabilisés.

Freedom Trax est la seule plateforme motorisée permettant aux personnes à mobilité réduite de transformer un fauteuil roulant manuel en un véhicule tout terrain.

Il est capable d'évoluer sur le sable, la neige, les graviers ou même la boue.

Sa conception unique donne une machine polyvalente, robuste et légère, qui peut se loger facilement dans le coffre d'une voiture.

Les Freedom Trax sont livrés sans batteries, deux types sont disponibles : la standard (autonomie 8km) et la Pro (autonomie de 14 à 16 km).

Freedom Trax est la solution économique pour une mobilité tout-terrain portable et pratique !



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES FT1:

Longueur hors-tout : 120 cm

Largeur hors-tout : 60 cm

Hauteur châssis : 23 cm

Entraxe roues fauteuil :

mini : 50 cm maxi : 58 cm

Garde au sol entre les chenilles :
6 cm

Poids total :

34,5 kg (32 kg sans les batteries)

Capacité : 115 kg

Vitesse max : 5 km/h

Autonomie : jusqu'à 8 km

(14 à 16km avec batterie Pro)

Pente maxi : 17%

Dévers maxi : 14%

Puissance moteur : 2 x 250W

Batterie standard : Lithium Ion

24v 20Ah

(temps de charge maxi : 5 heures)

Batterie Pro : Lithium Ion 24v

33,5Ah

(temps de charge maxi : 7 heures)



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES FT2 :

Longueur hors-tout : 122 cm (104 sans le repose-pieds)

Largeur hors-tout : 64 cm

Hauteur châssis : 98 cm

Garde au sol entre les chenilles : 6 cm

Fauteuil :

Profondeur assise : 45,5 cm

Largeur assise : 44,5 cm

Hauteur du dossier : 46,5 cm

Poids total :

42 kg (32 kg sans les batteries et le fauteuil)

Capacité : 135 kg

Vitesse max : 5 km/h

Autonomie : jusqu'à 8 km

(14 à 16km avec batterie Pro)

Pente maxi : 17%

Dévers maxi : 14%

Puissance moteur : 2 x 250W

Batterie standard : Lithium Ion 24v 20Ah

(temps de charge maxi : 5 heures)

Batterie Pro : Lithium Ion 24v 33,5Ah

(temps de charge maxi : 7 heures)

Le FT1 peut être monté et démonté sans assistance et est livré avec un joystick. Il est réglable pour des largeurs de roues comprises entre 50 et 58 cm, ce qui permet d'adapter la majorité des fauteuils roulants manuels.

FT2 est une plateforme FT1 avec un châssis de fauteuil roulant manuel fixé.

Particulièrement adapté aux loueurs, et à ceux qui ne veulent utiliser leur fauteuil de ville.



Parfait pour vos vacances, Freedom Trax c'est la solution économique pour une mobilité tout terrain transportable et pratique, où l'utilisateur reste dans son fauteuil.

Freedom Trax est adapté à la majorité des fauteuils roulants manuels !

Après votre commande, nous vous contacterons afin d'obtenir des mesures générales et ainsi déterminer si des modifications sont nécessaires pour répondre à vos besoins.

Vous souhaitez tester Freedom Trax ? N'hésitez pas à nous contacter.

OPTIONS DISPONIBLES :

- Rampe véhicule (Dim. L 183 x l 69cm, poids 13 kg)

- Kit d'extension de largeur châssis FT1 (+ 10 cm)



V07.21

AXSOL
VERS UN MONDE ACCESSIBLE

45, avenue Georges Politzer - 78190 TRAPPES - France
Tél. : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr