


Prolongateurs Original Perfusor® PE

Prolongateurs spécifiques en Polyéthylène

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : 06/01/2023 Date d'édition : 11/11/2018	
1.1	Nom : B. Braun Medical		
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud		Tel: 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 45 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site internet : http://www.bbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT		Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 44 95 e-mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com
2. Informations sur le dispositif ou équipement			
2.1	<u>Dénomination commune</u> : PROLONGATEUR PERFUSION		
2.2	<u>Dénomination commerciale</u> : Original Perfusor®		
2.3	Code nomenclature EMDN : A03020101 Code Nomenclature GMDN : 12170 Code CLADIMED : C54MA02 - PROLONGATEUR SIMPLE POUSSE SERINGUE		
2.4	<u>Code LPPR*</u> (ex TIPS si applicable) : N/A		
2.5	Classe du DM : IIa Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° II. 3 Numéro de l'organisme notifié : TÜV SÜD Product Service (0123) Date de première mise sur le marché dans l'UE : 12/1994 Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG – Carl-Braun -St. 1, D – 34212 Melsungen, Allemagne		
2.6	<u>Descriptif du dispositif :</u>  Les prolongateurs Original Perfusor® PE sont composés d'un embout terminal Luer Lock et d'une embase femelle, reliés par une longueur variable de tubulure. Ils sont en polyéthylène et résistent à une pression maximale de 2 bar .		

2.7

Références Catalogue :

Référence	Libellé	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	Volume résiduel (mL)	Conditionnement
0066086H	Prolongateur Original Perfusor® PE 0,10 m Luer Lock	2	1	0,17	Boîte de 100 unités
0066087J	Prolongateur Original Perfusor® PE 0,25 m Luer Lock	2	1	0,29	Boîte de 100 unités
8255059	Prolongateur Original Perfusor® PE 0,50 m Luer Lock	2	1	0,49	Boîte de 100 unités
8255067	Prolongateur Original Perfusor® PE 1,00 m Luer Lock	2	1	0,9	Boîte de 100 unités
8722935	Prolongateur Original Perfusor® PE 1,50 m Luer Lock	2	1	1,27	Boîte de 100 unités
8723060	Prolongateur Original Perfusor® PE 2,00 m Luer Lock	2	1	1,67	Boîte de 100 unités

Conditionnement / emballages :

- **UCD** (Unité de Commande) : 1 Carton
- **CDT** (Multiple de l'UCD) : 1 Carton (100 unités)
- **QML** (Quantité minimale de livraison) : 1 Carton (100 unités)

Etiquetage : (Cf. annexe)

2.8	Composition du dispositif et Accessoires : <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTS</th><th>MATERIAUX</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protecteur embase</td><td>Polyéthylène basse densité (PE-LD)</td></tr> <tr> <td>Embase femelle luer-lock</td><td>Polyéthylène haute densité (PE-HD)</td></tr> <tr> <td>Protecteur embout</td><td>Polyéthylène basse densité (PE-LD)</td></tr> <tr> <td>Embout mâle luer-lock</td><td>Polyéthylène haute densité (PE-HD)</td></tr> <tr> <td>Tubulure</td><td>Polyéthylène basse densité (PE-LD)</td></tr> </tbody> </table> Substances actives : Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires : ✓ Absence de latex ✓ Absence de phtalates (DEHP) ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique Dispositifs et accessoires associés à lister : N/A	ELEMENTS	MATERIAUX	Protecteur embase	Polyéthylène basse densité (PE-LD)	Embase femelle luer-lock	Polyéthylène haute densité (PE-HD)	Protecteur embout	Polyéthylène basse densité (PE-LD)	Embout mâle luer-lock	Polyéthylène haute densité (PE-HD)	Tubulure	Polyéthylène basse densité (PE-LD)
ELEMENTS	MATERIAUX												
Protecteur embase	Polyéthylène basse densité (PE-LD)												
Embase femelle luer-lock	Polyéthylène haute densité (PE-HD)												
Protecteur embout	Polyéthylène basse densité (PE-LD)												
Embout mâle luer-lock	Polyéthylène haute densité (PE-HD)												
Tubulure	Polyéthylène basse densité (PE-LD)												
2.9	Domaine - Indications : Domaine d'utilisation : Soins généraux Indications : Prolongateurs pour pousse-seringue												
3. Procédé de stérilisation :													
	DM stérile : Oui Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène												
4. Conditions de conservation et de stockage													
	Conditions normales de conservation & de stockage: Oui Précautions particulières : N/A Durée de la validité du produit : 60 mois Présence d'indicateurs de température : N/A												
5. Sécurité d'utilisation													
5.1	Sécurité technique : N/A												
5.2 Sécurité biologique : N/A													
6. Conseils d'utilisation													
6.1	Mode d'emploi : 1) Connecter le prolongateur Original Perfusor® au dispositif de perfusion (perfuseur) ou à la seringue du pousse-seringue 2) Purger le prolongateur pour chasser l'air dans la ligne 3) Connecter au dispositif de ponction veineuse												
6.2	Indications : Prolongateurs stériles, à usage unique, en PE destinés principalement à relier la seringue (seringue 3 pièces type Omnifix ou Perfusor) d'un pousse-seringue ou un nécessaire à perfusion, à un dispositif de ponction veineuse (aiguille, cathéter court, cathéter long...) Pression max Original Perfusor PE : 2 bar												
6.3	Précautions d'emploi : • Purger la ligne veineuse avant la connexion à l'abord vasculaire • Toujours s'assurer du bon verrouillage du dispositif • Usage unique • Ne pas réutiliser • Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé												
6.4	Contre- Indications : N/A												
7. Informations complémentaires sur le produit													

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : N/A

8. Liste des annexes au dossier

✓ Etiquettes

9. Images

Etiquette Blister 0066086H

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE



1121

 YYYY-MM-DD  VOL
 YYYY-MM-DD 0,9 ml (40°C)
 LOT Batchno. 0,9 ml (40°C, 2 bar)
 REF 0066086H
 PZN  10 cm  DMV

GTIN: 04046963735722

Etiquette Carton 0066086H

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard - PE,

 10 cm

100 **P**

 2026-11-01
 2021-11-XX
 LOT XXXXXXXXXXXX
 REF 0066086H

Manufacturing site
 B. Braun Medical S.A.S.,
 13 rue Croix la Comtesse
 28400 Nogent-le-Rotrou,
 France



CE 0123



(01)04046964117800(17)261101(10)XXXXXXXXXX

1121

 B. Braun Meisungen AG, 34209 Meisungen
 Germany, www.bbraun.com

B | BRAUN

Etiquette Blister 0066087J

B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN

Original Perfusor® Line
Type: IV-Standard – PE

  1121

YYYY-MM-DD  **Batchno.**
REF 0066087J
PZN

 25 cm **DMV**

GTIN: 0404963797799



产品名称: 微量泵管路
注册证号: 国械注进
2017366542
B. Braun Melsungen AG
贝朗梅尔松有限公司
其他内容详见说明书

    1121

CE 0123 B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

B | BRAUN

先效日期见  生产日期见  型号规格见 

批号见  IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. Uniburu 663 P. 2º (1027) CABA, Argentina, Autorizado por A.N.M.A.I. PM: 669-157, Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias, D. T. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430  Importado e Distribuido por: Laboratórios B. Braun S/A, Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09-Arsenal, São Gonçalo - RJ - Brasil, CEP: 24751-000, C.N.P.J. 31.673.254/0001-02, S.A.C. 0800-0227286, Fabricado por: B. BRAUN MEDICAL, França, Cadastro ANVISA nº 10008530247, Farm. Responsável: Sônia M. O. de Azevedo, CRF-RJ nº: 4260  Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44, N°8-08/01 Bogotá, Reg. San: INVIMA 2012DM-0001443-R1  Importado y Distribuido por: B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador, Reg. San. DM-1097-01-06, Fabricado por B. Braun Medical SAS, Nogent-le-Rotrou, Francia. Venta para establecimientos de salud especializados  Authorized representative: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia. www.bbraun.com. Reg. no.: GB92776178817  Importado por B. Braun Medical Perú S.A., Av. Separadora Industrial 887, Urb. Miguel Grau - Ate, Lima - Perú, RUC: 20377339461, RS: N° DM7113E  Устройство для инфузионно-трансфузионной терапии: магистраль инфузионная «Перфузор» (Perfusor), РР № ФСЗ 2007/00007 от 15.03.2017. Нотификация Удостоверения (имп-п) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г.ОГБ, Пушкинская, 10/14/г: (812)320-40-04. Производители: B. Braun Melsungen AG, Германия. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany. Произведено: B. Braun Медикал С.А.С., Франкфурт.  Tên sản phẩm: Dây nối bơm tiêm điện, Số lưu hành: Chỉ số lưu số lưu hành, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chỉ số lưu hành sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Đức. Sản xuất tại: B. Braun Medical S.A.S, 13 rue Croix la Comtesse, 28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp. Xuất xứ: Pháp. Hạn sử dụng: Xem "[LOT]" trên nhãn (năm-tháng-ngày), Số lô: Xem "[LOT]" trên nhãn. Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các thông tin khác: xem tại đường link bên dưới: <https://www.bbraun.com.vn/vi/products-and-therapies/instruction-of-use.html>
Manufacturing site:
B. Braun Medical S.A.S, 13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou, France

N0287_0066087J_C_Orig-Perf-Line_66,7x130.indd 1

LLDorder 5582 - Grunewald 211323

15.11.21 11:32

Etiquette Carton 0066087J

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE,

25 cm

100



0000-00-01
0000-00-XX
XXXXXXX
0066087J

Manufacturing site
B. Braun Medical S.A.S.
13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou,
France



CE 0123



(01)04046964117817(17)000001(10)XXXXXXXXXX

1120

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen
Germany, www.bbraun.com

B BRAUN

Etiquette Blister 8255059

B BRAUN B BRAUN B BRAUN

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE

1121

YYYY-MM-DD 0.9 ml (40°C)
YYYY-MM-DD 0.9 ml (40°C, 2 bar)

LOT Batchno.
REF 8255059
PZN 06100607

50 cm DMV

GTIN: 04022495134950

B BRAUN


先效日期见 [X] 生产日期见 [Y] 型号规格见 [Z]
[X] 批号见 [Y] [Z] IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Uniburo 663 P. 2° (1027) CABA, Argentina, Autorizado por A.N.M.A.T. PM: 669-157, Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias, D.T. Farm. Mariano Perillo M.N. 13450 [X] Importado e Distribuido por: Laboratorios B. Braun S.A., Av. Eugenio Borges, 1092 e Av. Jaramila, 09-Arenal, São Gonçalo - RJ - Brasil, CEP: 24751-000, CNPJ: 31.673.254/0001-02, SAC: 0800-0227286, Fabricado por: B. BRAUN MEDICAL France, Cadastro ANVISA nº 1008630247, Farm. Responsável: Sônia M. O. de Azevedo, CRF-RJ nº: 4260 [X] Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44, N°8-08/01 Bogotá, Reg. San: INVIMA 2012DM-0001443-R1 [X] Importado y Distribuido por: B. Braun Medical S.A., Quito - Ecuador, Reg. San: DM-1097-01-06, Fabricado por B. Braun Medical SAS, Nogent-Le Rotrou-Francois, Venta para establecimientos de salud especializados [X] Authorized representative: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia, www.bbraun.com, Reg. no.: GB02776178817 [X] Importado por B. Braun Medical Perú S.A., Av. Separadora Industrial 887, Urb. Miguel Grau - Ate, Lima - Perú, RUC: 20377339461, RS: N° DM7113E [X] Устройство для инфузионно-трансфузионной терапии, манжетка инфузионная «Перфузор» (Perfusor), РY № ФСЗ 2007/00007 от 15.03.2017, Нотариально. Уполн. орг. (ИМП-Р) в РФ ООО «Б.Браун Медикал», 191046, г. СПб, Пушкинская, 10.1/фз (012)320-40-04, Производителя: B. Braun Melsungen AG, Германия, B. Braun Melsungen AG, Carl-Neuberg-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany, Произведено: B. Braun Medical S.A.S., Франция [X] Tên sản phẩm: Dây nối bơm tiêm điện, Số lưu hành: Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội, Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Đức, Sản xuất tại: B. Braun Medical S.A.S, 13 rue Croix la Comtesse, 28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp, Xuất xứ: Pháp, Hạn sử dụng: Xem "[X]", trên nhãn (năm-tháng-ngày), Số lô: Xem "[X]" trên nhãn, Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các thông tin khác: xem tại đường link bên dưới: <https://www.bbraun.com.vn/vi/products-and-therapies/instruction-of-use.html>
Manufacturing site
B. Braun Medical S.A.S., 13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou, France

N0287_8255059_C_Orig-Perf-Line_66,7x130.indd 1


LLDorder 5582 - Grunewald 21123

15.11.21 11:32

Etiquette Carton 8255059



Etiquette Blister 8255067



Etiquette Carton 8255067

Original Perfusor® Line
Type: IV-Standard – PE,

100 | **P**

2026-11-01
2021-11-XX
XXXXXXX
REF 8255067
100x PZN 06100613

RU Устройство для инфузионно-трансфузионной терапии: магистраль инфузионная «Перфузор» (Perfusor).
ПУ № ФСЗ 2007/00007 от 15.03.2017. Нетоксично.
Произведено:
Б. Браун Медикал С.А.С.,
13 rue Croix la Comtesse,
28402 Nogent-le-Rotrou, Франция.

Manufacturing site
B. Braun Medical S.A.S.,
13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou, France

100 cm

STERILE EO **CE** 0123 **MD**

1121

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen Germany, www.bbraun.com

B BRAUN

Etiquette Blister 8722935

B BRAUN B BRAUN B BRAUN

Original Perfusor® Line
Type: IV-Standard – PE

1121 | **P**

YYYY-MM-DD **0.9 ml (40°C)**
YYYY-MM-DD **0.9 ml (40°C, 2 bar)**
LOT Batchno.
REF 8722935
PZN 06100636

DMV

GTIN: 04022495079701

1121

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

B BRAUN

失效日期见 [] 生产日期见 [] 型号规格见 []
批号见 [] IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Uniburs 663 P 2° (1027) CABA, Argentina, Autorizado por A.N.M.A.T. P.M.: 669-157. Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias. D. T. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430. Importado e Distribuido por: Laboratorios B. Braun S.A., Av. Eugenio Borges, 1002 e, Av. Joaquín, 09-Arsenal, São Gonçalo – RJ – Brasil, CEP: 24751-000, CNPJ: 31.672.254/0001-02, SAC: 0800-0227286. Fabricado por: B. BRAUN MEDICAL França, Cadastro ANVISA nº 10008530247, Farm. Responsável: Sônia M. O. de Azevedo, CRF-RJ nº: 4260. Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44, N°3-0851 Bogotá, Reg. San: INVIMA 2012DM-0001443-R1. Importado y Distribuido por: B. Braun Medical S.A., Quito – Ecuador, Reg. San. DM-1097-01-06. Fabricado por B. Braun Medical S.A.S., Nogent-le Rotrou, Francia. Venta para establecimientos de salud especializados. Authorized representative: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd., Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia. www.bbraun.com, Reg. no.: GB02775178817. Importado por B. Braun Medical Perú S.A., Av. Separadora Industrial 887, Urb. Miguel Grau – Ate, Lima – Perú, RUC 20377339461, RS. N° DM7113E. Устройство для инфузионно-трансфузионной терапии: магистраль инфузионная «Перфузор» (Perfusor). ПУ № ФСЗ 2007/00007 от 15.03.2017. Нетоксично. Уполн. орг(им-р) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г.СПб, Пушкинская, 10.Т/ф: (812)320-40-04. Производителя: B. Braun Melsungen AG, Германия. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany. Произведено: B. Браун Медикал С.А.С., Франция. Tên sản phẩm Dây nối bơm tiêm điện, Số lưu hành/Chủ sở hữu số lưu hành, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B. Braun Việt Nam, Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chủ sở hữu sản phẩm: B. Braun Melsungen AG, Đức. Sản xuất tại: B. Braun Medical S.A.S., 13 rue Croix la Comtesse, 28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp. Xuất xứ: Pháp. Hạn sử dụng: Xem « [] » trên nhãn (năm-tháng-ngày). Số lô: Xem « [] » trên nhãn. Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và các thông tin khác: xem tại đường link bên dưới: <https://www.bbraun.com.vn/vl/products-and-therapies/instruction-of-use.html>
Manufacturing site
B. Braun Medical S.A.S., 13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou, France

N0287_8722935_C_Orig-Perf-Line_66,7x130.indd 1

LLDorder 5582 - Grunewald 211323

15.11.21 11:31

Etiquette Carton 8722935

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE, Luer Lock

100

P

2026-11-01

2021-11-XX

XXXXXXXXXXXX

8722935

100x PZN 06100636

STERILE

CE 0123

1121

1121

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen
Germany, www.bbraun.com

B BRAUN

产品名称: 微量泵前管
注册证号: 国械注进20173868642
注册人名称: B. Braun Melsungen AG
贝朗梅尔松股份有限公司
注册人住所: 34209 Melsungen, Germany
联系方式: +49 6661 71 0
生产地址: 13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, France
YYGGMM-1-SPL-P
可用于压力输液设备,
40°C 下的贮液容量: 1.5 ml
代理人及售后服务单位名称: 贝朗医疗
(上海)国际贸易有限公司
代理人住所: 中国(上海)
自由贸易试验区港城路286号5、P及U部分
邮编: 200131 联系方式: 021 22163000
其他内容详见说明书

失效日期见
生产日期见
型号规格见
批号见

150 cm

12430544 0417

Authorized por: AN.M.A.T. PM: 669-157
Fabricado por:
B. BRAUN MEDICAL France
Cadaastro ANVISA nº 10008530247
Reg. San.: INVIMA 2012DM-0001443-R1
Reg. San. Ecuador No. DM-1097-01-06,
Venta por establecimientos de salud
especializados
Reg. no.: GB92776178817
Tên sản phẩm: Dây nối bơm tiêm điện
Chỉ số hồ sơ số lưu hành, nhà nhập khẩu
Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thành Đạt Xã Bích Hòa,
Huyện Thanh Oai, Hà Nội
Sản xuất tại: B. Braun Medical S.A.S.
13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp
Xuất xứ: Pháp
Hạn sử dụng: Xem "[X]" trên nhãn (năm-tháng-ngày)
Số lô: Xem "[LBT]" trên nhãn

Manufacturing site:
B. Braun Medical S.A.S.,
13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, France

(01)04022495079725(17)261101(10)XXXXXXXXXX

1121

Etiquette Blister 8723060

B. BRAUN B. BRAUN B. BRAUN

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE

1121

P

YYYY-MM-DD

Batchno.

8723060

PZN 06100642

DMV

04022495130056

产品名称: 微量泵前管
注册证号: 国械注进
20173868642 注册人名称:
B. Braun Melsungen AG
贝朗梅尔松股份有限公司
其他内容详见说
明书

失效日期见
生产日期见
型号规格见
批号见

150 cm

12430544 0417

Authorized por: AN.M.A.T. PM: 669-157
Fabricado por:
B. BRAUN MEDICAL France
Cadaastro ANVISA nº 10008530247
Reg. San.: INVIMA 2012DM-0001443-R1
Reg. San. Ecuador No. DM-1097-01-06,
Venta por establecimientos de salud
especializados
Reg. no.: GB92776178817
Tên sản phẩm: Dây nối bơm tiêm điện
Chỉ số hồ sơ số lưu hành, nhà nhập khẩu
Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thành Đạt Xã Bích Hòa,
Huyện Thanh Oai, Hà Nội
Sản xuất tại: B. Braun Medical S.A.S.
13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, Pháp
Xuất xứ: Pháp
Hạn sử dụng: Xem "[X]" trên nhãn (năm-tháng-ngày)
Số lô: Xem "[LBT]" trên nhãn

Manufacturing site:
B. Braun Medical S.A.S.,
13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, France

(01)04022495079725(17)261101(10)XXXXXXXXXX

1121

Etiquette Carton 8723060

PRF_20230106

Mise à jour du 29/03/2022 – EUROPHARMAT - Dossier DM-Grille- 03-2022.doc

Référence interne : FR01-M-5-5-05-000-1_6.0 Grille Europharmat BBMF

9/2

Original Perfusor® Line

Type: IV-Standard – PE

200 cm

100



2026-11-01

2021-11-XX

LOT XXXXXXXXXX

REF 8723060

100x PZN 06100642



CE 0123



(01)04022495135070(17)261101(10)XXXXXXXXXX

1121



B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen
Germany, www.bbraun.com

B. BRAUN

产品名称: 微量泵前管
注册证号: 国械注进20173666642
注册人名称: B. Braun Melsungen AG
贝朗梅尔松有限公司
注册人住所: 34209 Melsungen, Germany
联系方式: +49-4561-71-0
生产地址: 13 rue Croix la Comtesse,
28400 Nogent-le-Rotrou, France
YY 0686.1 SPL-P
适用于压力输液设备,
40℃下的贮液体积: 1.6ml
代理人及售后服务单位名称: 贝朗医疗
(上海)国际贸易有限公司
代理人住所: 中国(上海)
自由贸易试验区港浦路286号S、P及O部分
邮编: 200131 联系方式: 021-22163000
其他内容详见说明书
合格
失效日期见
生产日期见
型号规格见
批号见

Reg no.: GB9277617B617
RB. N° DM7113E

Manufacturing site
B. Braun Medical S.A.S.,
13 rue Croix la Comtesse
28400 Nogent-le-Rotrou, France

12430544 0417