

FICHE TECHNIQUE

AIGUILLES HYPODERMIQUES BD MICROLANCE 3

DESCRIPTION

Les aiguilles hypodermiques Microlance 3 de Becton Dickinson sont des aiguilles stériles, à usage unique, utilisées pour des procédures d'injection (ex. : injection intradermique, sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse) et / ou pour l'aspiration des fluides médicaux.

Elles sont conçues pour une efficacité maximale et un meilleur confort du patient. Leur pointe en triple biseau et la lubrification au silicone leur confère un bon indice de pénétration. La paroi mince (sur les modèles qui en sont dotés) permet une amélioration du débit durant les temps d'injection ou de prélèvement.

Les aiguilles Microlance 3 ont des embases translucides qui s'adaptent sur les seringues à cônes Luer et Luer Lock. Leur code couleur (conforme à la norme ISO 6009 "Aiguilles hypodermiques non réutilisables -- Code de couleurs pour l'identification") permet leur identification rapide.

Elles sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène.

Modèles disponibles :

- 26G - Marron - 0,45 x 10 mm
- 26G - Marron - 0,45 x 16 mm
- 25G - Orange - 0,5 x 16 mm
- 23G - Bleu - 0,6 x 25 mm
- 23G - Bleu - 0,6 x 30 mm
- 22G - Noir - 0,7 x 25 mm
- 22G - Noir - 0,7 x 30 mm
- 22G - Noir - 0,7 x 40 mm
- 21G - Vert - 0,8 x 25 mm
- 21G - Vert - 0,8 x 40 mm
- 21G - Vert - 0,8 x 50 mm
- 20G - Jaune - 0,9 x 25 mm
- 20G - Jaune - 0,9 x 40 mm
- 19G - Crème - 1,1 x 25 mm
- 19G - Crème - 1,1 x 40 mm
- 18G - Rose - 1,2 x 40 mm



Code Couleur	Gauge	Longueur		Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Vol mort (en ml)	Paroi	Biseau
		(inch)	(mm)					
Blanc	16	1 ½	40	1.638	1.155	0.153	Normale	Normal
Rose	18	1 ½	40	1.257	0.927	0.072	Mince	Court
Crème	19	1	25	1.067	0.749	0.065	Mince	Normal
		1 ½	40	1.067	0.749	0.071		
Jaune	20	1	25	0.902	0.635	0.060	Mince	Normal
		1 ½	40	0.902	0.635	0.063		
Vert	21	1	25	0.813	0.546	0.057	Mince	Normal
		1 ½	40	0.813	0.546	0.060	Mince	
		2	50	0.813	0.495	0.073	Normale	
		5/8	16	0.813	0.546	-	Mince	
Noir	22	1	25	0.711	0.445	0.053	Mince	Normal
		1 ½	30	0.711	0.445	-		
		1 ½	40	0.711	0.445	-		
		2	50	0.711	0.394	-		
Bleu	23	1	25	0.635	0.318	0.051	Mince	Normal
		1 ½	30	0.635	0.318	0.051		
Orange	25	1	25	0.508	0.241	0.050	Normale	Intradermique Normal
		5/8	16	0.508	0.241	0.049		
Brun	26	3/8	10	0.457	0.241	0.049	Normale	Normal
		5/8	16	0.457	0.241	0.056		
Gris	27	½	13	0.406	0.191	0.049	Normale	Normal
		¾	19	0.406	0.191	-		
Jaune	30	½	13	0.305	0.140	0.048	Normale	Normal