

Fiche technique

Seringues 3 pièces BD Plastipak™ sans aiguilles

DESCRIPTION

- Les seringues 3 pièces BD Plastipak™ sans aiguilles peuvent être utilisées pour des injections ou pour des prélèvements des fluides médicamenteux.
- Les seringues 3 pièces BD Plastipak™ sans aiguilles se présentent avec embout Luer Lock centré ou excentré et embout cathéter.
- L'embout excentré a la particularité de réduire l'espace mort dans le cas de l'utilisation d'une seringue grande capacité.
- L'embout cathéter permet de fixer les sondes ou autres tubulures.
- Le cylindre transparent permet un contrôle parfait de l'injection.
- L'étanchéité est garantie pour des pressions inférieures à 30psi, soit 1500 mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau des composants :
 - Corps de la seringue : en Polypropylène (PP) ;
 - Piston : en Polypropylène (PP) ;
 - Joint de piston : en Isoprène synthétique (sans latex) ;
 - Colle : Expoyde ;
 - Lubrifiant : Silicone (inférieur à 0,25 pg/mm²) ;
 - Emballage : en Polyamide ;
 - Marquages : à l'encre permanente ;
 - Aiguille : en Acier inoxydable ;
 - Colle : en résine epoxy ;
 - Embase : en Polypropylène (PP) ;
 - Protecteur d'aiguille : en Polypropylène (PP) ;
 - Composition sans Latex, sans DEHP et sans Phtalate.
- Type de dispositif :
 - Dispositif médical stérile à usage unique.
- Stérilisation :
 - Par Oxyde d'éthylène.
- Durée de vie :
 - 5 ans après la stérilisation.
- Conditions de stockage :
 - Conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conformité :
 - Classe I (sans aiguille) et Classe IIa (montées) selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.
 - *Marquage CE seringue 3 pièces sans aiguille* : Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII).

