

BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)



Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE



Description

La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée :

- pour des injections,
- pour des prélèvements.

Etanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2 300mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

Composition

Composant	Matériau
Corps de la seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polypropylène (PP)
Joint de piston	Elastomère (sans latex)
Lubrifiant	Silicone <0.25µg/mm ²
Emballage	Polyamide
Marquages	Encre permanente



Usage unique



5 ans après stérilisation

18 mois après stérilisation (référence 300605)

Informations administratives

Code Produit	Fabricant légal et Certification ISO13485	N°certificat CE et organisme notifié (ON)	Classe de risque	Mandataire européen
300629 301229 300865 300869	Adresse : Becton Dickinson S.A. Camino Valdeoliva s/n 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid) Espagne	CE certifié par AEMPS (0318) Certificat No.: 95 06 0005 CP	Classe IIa Conformément à la règle N°2 de l'annexe IX, de la directive 93/42/EEC	NA
300866 301231 300613 300867 300605	Certificat ISO 13485 No: MD 778394	CE certifié par AEMPS (0318) Certificat No.: 2000 06 0273 CP	Classe I Conformément à la règle N°2 de l'annexe IX, de la directive 93/42/EEC	
302830	Adresse: Becton Dickinson and Company 1 Becton Drive Franklin Lakes, New Jersey 07417, USA Certificat ISO 13485 No.: MD19.2305	CE certifié par NSAI (0050) Certificat No.: 252.231	Classe I Conformément à la règle N°1 de l'annexe IX, de la directive 93/42/EEC	Becton Dickinson Distribution Center Laagstraat 57 B-9140 Temse Belgium

						CONDITIONNEMENT	CORPS DE LA SERINGUE			PISTON		
Capacité	Réf.	Désignation	Caractéristiques		Sté.	Unités par Boîte / Carton / Palette filmée	Long. mm	Ø ext. mm	Ø int. mm	Long. mm	Ø ext. mm	Ø int. mm
20mL	300613	BD Plastipak™ H 821 ES	Luer Simple	Embout excentré	ETO	120 / 480 / 8 640	95,5	21,30	18,97	109	22,20	19,13
	300629	BD Plastipak™ H820 LL	Luer Lock	Embout centré	ETO							
	302830	BD Plastipak™ H820 LL			Gamma	48 / 192 / 6 144						
30mL	301229	BD Plastipak™ H830 LL	Luer Lock	Embout centré	ETO	60 / 240 / 5 760	107,5	23,77	21,48	120	24,38	21,70
	301231	BD Plastipak™ H831 ES	Luer Simple	Embout excentré								
50mL	300867	BD Plastipak™ H852 C*	Embout sonde		ETO	60 / 240 / 4 320	133	29,40	26,46	146,5	29,70	26,72
	300866	BD Plastipak™ H851 ES*	Luer Simple	Embout excentré	ETO							
	300869	BD Plastipak™ 50mL LL opaque*	Luer Lock	Embout centré								
	300865	BD Plastipak™ H850 LL*			ETO							
100mL	300605	BD Plastipak™	Embout sonde. Piston avec adaptateur pour embout Luer		ETO	25 / 50 / 1 500	122	39,00	35,70	130	35,40	34,50

*Seringues graduées jusqu'à 60 ml