

Aiguille Hypodermique rose boîtes de 100

Aiguilles hypodermiques
Stérile, usage unique

Informations complémentaires

Aiguilles hypodermiques

Stérile, usage unique

Indication

Aiguilles hypodermiques stériles, à usage unique, utilisées pour des procédures d'injection (ex. : injection intradermique, sous-cutanée, intra-musculaire et intraveineuse) et/ou pour l'aspiration des fluides médicaux.

Propriétés

- Biseau : la conception du biseau fait appel aux technologies de pointe (triple biseau). Les études in vitro et in vivo ont démontré une supériorité qualitative de l'indice de pénétration.
- Parois minces : elles autorisent l'utilisation d'aiguilles plus fines ; l'augmentation de la lumière améliore le débit durant les temps d'injection ou de prélèvement.
- Les aiguilles BD Microlance™ 3 s'adaptent sur un cône Luer ou Luer Lock. Cônes et couleurs conformes aux normes AFNOR/ISO.

Composition

- Embase et protecteur de l'aiguille : Polypropylène (PP)
- Aiguille : Acier inoxydable (contient 9 à 9,75 % de Nickel et 18 à 19 % de Chrome)
- Fixation canule/embase : Résine Epoxy
- Lubrifiant : Huile de silicone
- Emballage individuel : Papier non enduit de 60g/m², Film transparent thermoformé en Polyéthylène (PE) / Polyamide (PA)
- Encres de marquage

Certifié :

- Sans Latex
- Sans Phtalate
- Sans DEHP

