

Unités Sécurité BD Safety-Lok™



Pour le prélèvement sanguin avec adaptateur intégré.

Microperfuseur avec système de sécurité sur l'épicranienne pour une protection efficace contre les blessures liées aux piqûres d'aiguille.

Bonne prise en main grâce à une large ailette avec grip antidérapant.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur de sécurité à ailette avec système BD Safety Lok pour la rétraction de l'aiguille après l'utilisation.
- Une tubulure souple de longueur 178mm.
- Un adaptateur pré-monté sur la tubulure avec aiguille pour tube sous gaine souple.
- Témoin visuel et sonore de mise en sécurité de l'aiguille.
- Sans latex.
- Stérile, à usage unique.

Stérilisation à l'Oxyde Ethylène.

Validité 2 ans.

Modèle disponible en 21G, 23G et 25G.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.

Vendu par boîte de 50 microperfuseurs.

Matériel médical CE.