

ADAPTATEUR BD VACUTAINER STÉRILE



Stérile, à usage unique et sans latex, l'**adaptateur BD Vacutainer stérile** permet le prélèvement multiple de sang veineux, notamment sur cathéter.

L'adaptateur BD Vacutainer est un dispositif médical stérile de classe I.

Sans latex, sans phtalates, sans DNR, sans produits d'origine animale.

Caractéristiques techniques :

Capuchon protecteur en Polypropylène

Cône Luer mâle en Polystyrène

Aiguille perce-bouchon en Acier inoxydable

Capuchon aiguille Perce-bouchon en Polyéthylène

Manchon en Elastomère de synthèse

Marquage CE :

Dispositif Médical – Classe I stérile

Directive européenne 93/42/CEE

Certificat de conformité de marquage CE n° Q252.548 délivré par le NSAI (National Standards Authority of Ireland, n° d'organisme 0050).