

# FICHE TECHNIQUE

## CATHETER BECTON DICKINSON INSYTE SANS AILETTES



### DESCRIPTION

Le cathéter BD Insyte est destiné au cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses.

Le cathéter BD Insyte bénéficie des avantages d'un biomatériau hémocompatible : le Vialon. La grande résistance du Vialon permet une excellente pénétration dont la force est inférieure de 50% environ par rapport à celles des cathéters traditionnels en Téflon.

Le cathéter est rigide avant sa mise en place puis s'assouplit dans l'organisme (diminution du risque de thrombophlébites).

Cathéters BD Insyte disponibles :

- Jaune - 0,7 x 19 mm - 24G
- Bleu - 0,9 x 25 mm - 22G
- Rose - 1,1 x 30 mm - 20G
- Rose - 1,1 x 48 mm - 20G
- Vert - 1,3 x 48 mm - 18G
- Gris - 1,7 x 45 mm - 16G
- Orange - 2,1 x 45 mm - 14G

La codification couleur de l'embase est conforme à la norme ISO 6009 et permet une identification rapide de la gauge du cathéter.

Dispositif médical stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel.

Cathéter BD Insyte sans ailettes conditionné en boîte de 50.