

Prolongateurs

Moyenne pression



Série DH

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

Matériel stérile, à usage unique, destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion – par gravité ou par pompe - afin d'en améliorer la longueur ou les fonctionnalités.



DH-xx



DH-xx-3VTP



DH-xx-3V

Caractéristiques générales

Les prolongateurs disposent de :

- Un Luer Lock mâle mobile
- Un bouchon protecteur avec filtre de purge
- Un Luer Lock femelle
- Un bouchon protecteur

Selon la référence, avec ou sans :

- Un robinet 3 voies lipido résistant
- Un tube opaque
- Un site d'injection déverrouillable



Pression \leq 20 bar (pression \leq 5 bar pour les codes équipés d'un robinet 3V)

Durée d'utilisation : 7 jours maximum

Composition

Composant	Matériau
Bouchon Luer Lock femelle	ABS
Luer Lock femelle	PVC sans DEHP ajouté
Site d'injection	ABS/ Polysoprene
Luer Lock mâle mobile	MABS
Bouchon protecteur avec filtre de purge	LDPE/ Verspor
Robinet 3 voies lipido résistant	PC
Tube opaque	PVC sans DEHP ajouté – coloré dioxyde de titane
Tube transparent	PVC sans DEHP ajouté

 Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

 Usage unique

 4 ans après stérilisation

Informations administratives

Certificat CE :

Références DH-25 à DH-80 / DH-10-3V à DH-100-3V / DH-100-3VTP: CE n°G1 088861 0008, TÜV SÜD 0123 / Classe IIa règle 2 (Directive européenne 93/42/CEE, annexe IX).

Références DH-10 / DH-100 à DH-200 / DH-150-3V/ DH-25-3VTP / DH-50-Y : CE n°G2 17 09 64670 020, TÜV SÜD 0123 / Classe IIa règle 2 (Directive européenne 93/42/CEE, annexe IX).

Fabricant Légal / Site de production :

Références DH-25 à DH-80 / DH-10-3V à DH-100-3V / DH-100-3VTP: Zibo Qiaosend medical articles Co., Ltd
Economic Zone of Gaoqing country ,256300 Gaoqing country, Shandong Province, CHINE

Références DH-10 / DH-100 à DH-200 / DH-150-3V/ DH-25-3VTP / DH-50-Y : Sendal S.L. National madrid-Caceres
s/n 10350 Almaraz, Caceres Espagne

Mandataire Européen : Références DH-25 à DH-80 / DH-10-3V à DH-100-3V / DH-100-3VTP : Shanghai
International Holding Corp.Gmbh (Europe) Eiffestrasse 80 – D-20537 Hamburg - Allemagne

Certification ISO:

Références DH-25 à DH-80 / DH-10-3V à DH-100-3V / DH-100-3VTP : ISO 13 485 : N° Q1N 17 01 88861 009

Références DH-10 / DH-100 à DH-200 / DH-150-3V / DH-50-Y : ISO 13 485 : N°Q2N 16 11 64670 019

Références	Longueur du tube (cm)	Longueur totale (cm)	Volume d'amorçage (ml)	Diamètre interne (mm)	Diamètre externe (mm)	Tube	Robinet 3 voies	Site d'injection	Site d'injection déconnectable	Lipido résistant	Conditionnement
DH-10	10	14	0,41	2	4,1	Transparent				7 JOURS	200
DH-25	25	29	1,09	2	4,1	Transparent					200
DH-40	40	44	1	2	4,1	Transparent					200
DH-50	50	54	2	2	4,1	Transparent					200
DH-80	80	84	1,91	2	4,1	Transparent					200
DH-100	100	104	3,56	2	4,1	Transparent					200
DH-150	150	154	5,21	2	4,1	Transparent					200
DH-200	200	204	6,37	2	4,1	Transparent					200
DH-10-3V	10	17	0,79	2	4,1	Transparent	√				200
DH-25-3V	25	32	1,29	2	4,1	Transparent	√				200
DH-50-3V (alternatif à DI-50-3VG)	50	57	2,11	2	4,1	Transparent	√				200
DH-100-3V	100	107	3,75	2	4,1	Transparent	√				200
DH-150-3V	150	157	4,78	2	4,1	Transparent	√				200
DH-100-3VTP	100	107	3,75	2	4,1	Transparent	√	√			200
DH-50-Y	50	54	1,91	2	4,1	Transparent			√		200

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil