

BD Aiguilles de Huber SafeStep®



Aiguille de Huber sécurisée à biseau tangentiel pour ponction dans chambre implantable

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

Les aiguilles de Huber SafeStep® sécurisées peuvent être utilisées :

- Pour administrer des liquides ou des médicaments,
- Pour des prélèvements d'échantillons sanguins.



Caractéristiques Générales

Le kit sécurisé pour aiguille de Huber SafeStep® est un dispositif destiné à l'administration intravasculaire. Il est utilisé pour l'injection de liquide et médicament ou le recueil d'échantillons sanguins par le biais de chambre d'accès vasculaire.

La fonction de sécurité est à activer manuellement pendant le retrait de l'aiguille, elle permet la prévention des piqûres d'aiguilles accidentelles.

Composant	Matériau
Tube	PVC
Pince de serrage	Polypropylène
Adaptateur Luer femelle	PVC
Bouchons Luer mâle	ABS
Lubrifiant	Silicone
Aiguille de Huber droite, avec protection de la pointe	Acier inoxydable, polyéthylène
Housing	Résine K (Styrène Butadiène Copolymère)
Poignée	Résine K (Styrène Butadiène Copolymère)
Support en mousse	Mousse de polyéthylène à cellule fermée
Site Y avec adaptateur	Polycarbonate



Usage unique



3,5 ans après stérilisation

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex et sans phtalate, sans DEHP ajouté.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Informations administratives

BD Aiguille de Huber SafeStep® (références LH0029YN, LH0029, LH0030, LH0030YN, LH0031, LH0031YN, LH0032, LH0032YN, LH0033, LH0033YN, LH0034, LH0034YN, LH0035, LH0035YN, LH0036, LH0036YN, LH0037, LH0037YN, LH0038, LH0038YN, LH0039, LH0039YN, LH0040, LH0040YN)

Certificat CE BSI 2797

Dispositif médical de classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Fabricant Légal : Bard Limited, Crawley, UK.

Site de fabrication : Bard Access Systems, Inc, 605 North 5600 West, Salt Lake City Utah 84116, USA

Mandataire Européen : BD Switzerland Sàrl, Route de Crassier 17, Business Park Terre Bonne, Batiment A4, 1262 Eysins, SUISSE

Certification ISO : BSI ISO 13485 : 2016, certificat n° FM 550143

				CONDITIONNEMENT
Réf.	Taille (G)	Longueur (mm)	Connecteur Y	Unités par Boîte

BD Aiguille de Huber SafeStep®

LH0029YN	22	19	Oui	25
LH0029	22	19	Non	25
LH0030	22	25,4	Non	25
LH0030YN	22	25,4	Oui	25
LH0031	20	19	Non	25
LH0031YN	20	19	Oui	25
LH0032	20	25,4	Non	25
LH0032YN	20	25,4	Oui	25
LH0033	19	19	Non	25
LH0033YN	19	19	Oui	25
LH0034	19	25,4	Non	25
LH0034YN	19	25,4	Oui	25
LH0035	22	12,7	Non	25
LH0035YN	22	12,7	Oui	25
LH0036	22	38	Non	25
LH0036YN	22	38	Oui	25
LH0037	20	12,7	Non	25
LH0037YN	20	12,7	Oui	25
LH0038	20	38	Non	25
LH0038YN	20	38	Oui	25
LH0039	19	12,7	Non	25
LH0039YN	19	12,7	Oui	25
LH0040	19	38	Non	25
LH0040YN	19	38	Oui	25