

## FICHE TECHNIQUE

### **Set de transfusion sanguine BD avec filtre de purge sans prise d'air**

Transfuseur par gravité pour poche souple et flacon de sang et ses dérivés.

Set de transfusion sanguine avec filtre de purge 200 µm, longueur tubulure 180 cm.

Pression maximale 0,5 bar.

Le set de transfusion dispose d'un transfuseur avec un bouchon protecteur, un perforateur et une chambre compte gouttes avec filtre 200 µm, d'un clamp à roulette, d'un tube transparent et d'un embout Luer Lock mobile.



- Pour perfusion par gravité uniquement.
- Lipido résistant.
- Usage unique.
- Apyrogène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- Filtre de purge 200 µm.
- Réglage du débit par roulette.

#### Composition:

- Bouchon protecteur perforateur: Polyéthylène basse densité / Polypropylène.
- Perforateur: ABS /PVC.
- Chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm: PVC sans DEHP ajouté/Nylon.
- Clamp à roulette: ABS.
- Protection Luer Lock femelle: Polyéthylène.
- Filtre de purge: Polyéthylène / Versapor.
- Tube: PVC sans DEHP ajouté.
- Embout Luer Lock fixe/mobile: MABS/ABS/ Polypropylène.
- Bouchon protecteur Luer Lock: Polyéthylène basse densité / Polypropylène.

#### Référence fournisseur: VH-22-EGA

- Longueur tubulure: 180.
- Longueur totale: 192 cm.
- Volume d'amorçage: 14 ml.
- Ø interne: 3 mm.
- Ø externe: 4,1 mm.
- Luer Lock mobile.

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.  
Validité 4 ans après stérilisation.

Conditionnement sous blister stérile individuel.  
Vendus par lot de 10 transfuseurs.